



Ref. 100025 / 100026
CHALUMEAU LABORATOIRE GRAND FORMAT
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Température de la flamme : 1300 °C. Allumage piézoélectrique. Avec régulateur de débit de gaz.

REEMPLIR LE RÉSERVOIR

- Gaz : butane.
- Éteignez la torche et attendez qu'elle refroidisse complètement.
- Insérez l'embout du flacon de recharge dans la valve de recharge de la torche (située au bas de l'appareil).
- Appuyez fermement sur la torche et remplissez la bouteille. Tout au long de l'opération, essayez de trouver une position coaxiale entre les deux éléments afin qu'aucune fuite de gaz ne se produise.
- L'opération de rechargement prend environ 10/15 secondes. Passé ce délai, retirez la bouteille de recharge. Attendez quelques minutes que le gaz se stabilise et que toute trace de gaz s'évapore. Passé ce délai, et si vous ne remarquez aucune anomalie telle qu'une odeur de gaz ou un bruit de fuite, vous pouvez procéder à l'utilisation de la torche.

ALLUMAGE

1. Faites glisser le loquet de sécurité à l'épreuve des enfants jusqu'à la position de déverrouillage.
2. Appuyez lentement sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pour allumer la flamme.
3. Actionnez le levier latéral pour ajuster l'intensité de la flamme selon vos besoins de travail. N'oubliez pas : utilisez toujours l'intensité de flamme minimale.
4. Une fois le travail terminé, relâchez la gâchette. La flamme s'éteindra et le loquet de sécurité enfant se réinitialisera.
5. Assurez-vous que la torche est complètement éteinte. Attendez qu'il refroidisse complètement avant de le ranger.

ACTIVATION D'UNE FLAMME CONTINUE

Si le travail dure un certain temps, le résultat sera de savoir comment utiliser le bouton de verrouillage de la flamme. Cela vous permettra de continuer à appuyer sur le bouton d'alimentation.

1. Après l'allumage, déplacez le sélecteur de flamme sur la position suivante pour maintenir la flamme.
2. Tournez le sélecteur de flamme sur la flamme et gardez la flamme en sécurité pour protéger les enfants.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SOUS PRESSION.

Contient du gaz inflammable sous pression. Ne pas utiliser à proximité d'étincelles ou de flammes nues. Ne percez pas, ne brûlez pas le récipient et ne le stockez pas à des températures supérieures à 40 °C / 104 °F.

- Assurez-vous que le feu est éteint avant de remplir à nouveau. Arrêtez de remplir une fois que le gaz commence à déborder et attendez 3 minutes avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas, ne cassez pas et ne laissez pas tomber la torche.
- Une utilisation inappropriée peut provoquer un incendie ou une explosion, entraînant des blessures ou des dommages aux objets et aux installations.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun débris à l'extérieur du réservoir. Essuyez l'extérieur avec un chiffon avant utilisation.
- Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
- Assurez-vous que la torche est complètement éteinte et refroidie.
- N'allumez pas la flamme si du butane a été renversé ou coulé.
- L'utilisation de gants ignifuges, de vêtements de protection, de lunettes et d'une protection du visage, le cas échéant, est recommandée. Toute personne se trouvant à proximité de la torche pendant son utilisation doit utiliser le même équipement de protection individuelle que celui approprié à l'utilisateur.
- La torche doit toujours être conservée et manipulée en position verticale.
- Avant utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz et que la torche est en bon état.
- Après avoir utilisé la torche, assurez-vous qu'elle est complètement éteinte. Ne laissez jamais la torche allumée seule et ne la laissez jamais seule sur la table ou toute autre surface.
- La torche ne doit être manipulée que par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire dentaire. La présence d'une source d'eau à proximité et, si possible, d'un extincteur préparé pour les incendies de type « B » (liquides inflammables) est recommandée.
- En cas d'inflammation, la meilleure façon d'éteindre le feu est de couvrir les flammes avec une couverture ou un tissu résistant. Ne travaillez jamais à proximité de substances inflammables.
- Lors de l'utilisation de la torche, faites attention aux vêtements (cravates, foulards, etc.) et aux cheveux longs et détachés.
- En cas de brûlures, mouiller la zone brûlée avec de l'eau froide (jet du robinet) et appliquer des compresses humidifiées avec de l'eau. Allez dans un centre médical.

