

FICHA TÉCNICA

DESINFECCIÓN FRESAS		
REFERENCIA	60155	
FABRICANTE	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Anticorrosivo - Excelente compatibilidad de los materiales. - Su valor ph suave preserva la abrasividad de los filos de corte. - Amplio espectro de actividad, excelentes propiedades de limpieza.	
COMPOSICIÓN	Contiene <5% de tensioactivos no iónicos, <5% de tensioactivos catiónicos tensioactivos, <5% sales EDTA, fragancia.	
ENVASE	Bidón de 2 litros.	
FINALIDAD PREVISTA	Para la limpieza y desinfección de fresas e instrumentos rotatorios de todo tipo.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto. Eficacia microbiológica: Bactericida conforme a las VAH/DGHM, EN 13727 y EN 14561, levuricida (Candida albicans) conforme a las VAH/DGHM, EN 13624 y EN 14562; tuberculosis conforme VAH/DGHM; “virus restringidos” (eficaz contra virus envueltos en membrana, a saber, HBV, HIV, HCV) conforme BGA(RKI)/DVV. Eficacia: Bacterias conforme a las VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561 (alta carga biológica): concentrado 15 min. Candida albicans conforme a las VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562 (alta carga biológica): concentrado 15 min. Inactivación de TbB (tuberculosis, M terrae) conforme a las VAH/DGHM: concentrado 30 min. Virus envueltos en membrana (a saber, HBV, HIV,HCV) conforme a las BGA (RKI)/DVV (con carga biológica): concentrado 15 min.	
ADVERTENCIAS SOBRE LA APLICACIÓN	El baño de fresas es una solución lista para su uso que se puede usar inmediatamente. Meter los instrumentos en la solución diluida inmediatamente después de su uso. Las fresas deben estar completamente humedecidas con la solución de desinfección. Transcurrido el tiempo de actuación, retirarlas, enjuagarlas con agua y secarlas. No mezclar con otros productos de limpieza o desinfectantes. No apto para su uso con aluminio.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

DRILL DISINFECTION BESTDENT		
REFERENCE	60155	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Anticorrosive - Excellent material compatibility. - Its mild ph-value preserves the abrasiveness of cutting edges. - Broad spectrum of activity, excellent cleaning properties.	
COMPOSITION	Contains < 5% non-ionic surfactants, <5% cationic surfactants surfactants, <5% EDTA salts, fragrance.	
PACKAGE	2 liter drum.	
INTENDED USE	Used for cleaning and disinfecting of drills and rotating dental instruments.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions. Microbiological Effectiveness: Bactericidal in accordance to VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. Levurocidal (Candida albicans) in accordance to VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Tuberculocidal in accordance to VAH/DGHM, membrane covered viruses (HBV, HIV, HCV) in accordance to BGA(RKI)/DVV. Effectivity: Bactericidal in accordance to VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561 (high bio load): Conc.: 15min. Levurocidal in accordance to VAH/DGHM, EN 13624, EN 14652 (high bio load): Conc.: 15min. TbB (Tuberculosis)-Inactivation in accordance to VAH/DGHM: Conc.: 30min. Membrane covered viruses (i.e. HBV, HIV, HCV) in accordance to BGA(RKI)/DVV with bio load: Conc.: 15min.	
INDICATIONS FOR USE	Drill Bath is a ready to use solution. Place the used instruments into the solution, completely submerged. Once the resting time is over, rinse instruments with water and dry. Do not mix with other disinfectants or cleansers. Not suitable for Aluminum.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.	