

FICHA TÉCNICA

TEST BOWIE & DICK PROCLINIC		
REFERENCIAS	79955	
FABRICANTE / RESPONSABLE	E.C.S. S.r.l. Via Como, 71, 23883 Brivio (LC), Italia info@ecssrl.com – www.ecssrl.com	
CLASIFICACIÓN	NA _ NO SANITARIO	
DESCRIPCIÓN	Test desechable para verificar el correcto funcionamiento del sistema de vacío en autoclaves de vapor tipo B. Simula una carga porosa y detecta posibles fallos en la eliminación de aire y penetración del vapor. Cumple con EN ISO 11140-1, 11140-3 y 11140-4	
ESPECIFICACIÓN	- Compatible con ciclos de esterilización a vapor: - 134°C durante 3,5 minutos - 121°C durante 15 minutos - El indicador cambia de amarillo a gris/negro si el ciclo es correcto. - Lectura visual clara: aprobado/suspendido. - Uso único y desechable.	
COMPOSICIÓN	- Empaque externo: caja de cartón con indicador de proceso. - Interior: dos capas filtrantes de papel de pulpa pura y tarjeta central con indicador químico.	
PRESENTACIÓN	Caja con 1 unidad (Test individual).	
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación, respetando las condiciones de almacenamiento	
FINALIDAD	Control diario del correcto funcionamiento del sistema de vacío en autoclaves de vapor tipo B. Facilita la trazabilidad documental y la seguridad del paciente.	
INSTRUCCIONES DE USO	1. Verificar que el autoclave haya realizado el calentamiento. 2. Colocar el test en el centro del estante inferior del autoclave, indicador hacia arriba. 3. Realizar el ciclo de esterilización. 4. Retirar el test con precaución (puede estar caliente). 5. Extraer la tarjeta indicadora y comprobar el resultado: - Aprobado: cambio completo a gris/negro. - Suspendido: cambio incompleto o diferente a gris/negro.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	- Conservar alejado de fuentes de luz y calor. - Evitar ambientes contaminados. - No almacenar directamente sobre paredes o suelos. - Usar según el orden de producción. - Manipular con cuidado. - El incumplimiento de estas condiciones puede afectar el rendimiento del producto^[1].	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC TEST BOWIE & DICK		
REFERENCES	79955	
MANUFACTURER	E.C.S. S.r.l. Via Como, 71, 23883 Brivio (LC), Italia info@ecssrl.com – www.ecssrl.com	
DESCRIPTION	Disposable test to verify the correct functioning of the vacuum system in type B steam autoclaves. Simulates a porous load and detects possible failures in air removal and steam penetration. Complies with EN ISO 11140-1, 11140-3, and 11140-4.	
SPECIFICATION	- Compatible with steam sterilization cycles: - 134°C for 3.5 minutes - 121°C for 15 minutes - The indicator changes from yellow to grey/black if the cycle is correct. - Clear visual reading: pass/fail. - Single-use and disposable.	
COMPOSITION	- External packaging: cardboard box with process indicator. - Interior: two filtering layers of pure pulp paper and a central card with a chemical indicator.	
PACKAGING	Box with 1 unit (individual test).	
INTENDED USE	Daily control of the correct functioning of the vacuum system in type B steam autoclaves. Facilitates traceability and patient safety.	
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture, if storage conditions are respected.	
INSTRUCTIONS FOR USE	1. Ensure the autoclave has completed the warming cycle. 2. Place the test in the center of the bottom shelf of the autoclave, indicator facing up. 3. Run the sterilization cycle. 4. Remove the test with care (it may be hot). 5. Remove the indicator card and check the result: - Pass: complete color change to grey/black. - Fail: incomplete or different color change.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	- Store away from light and heat sources. - Avoid polluted environments. - Do not store directly on walls or floors. - Use in order of production. - Handle with care. - Failure to comply with these conditions may affect product performance.	