



**FICHA TÉCNICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>FILM PROTECTOR AZUL<br/>BESTDENT</b> |   |  |
| <b>REFERENCIA</b>                       | 20980   |  |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>         | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl<br>Via Felice Cavallotti, 15<br>20122 Milán - Italia   |  |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                    | Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | Film adhesivo de color azul. Producto no estéril y de un solo uso. Fácilmente removible.  |  |
| <b>ESPECIFICACIONES</b>                 | Rollo con 1.200 adhesivos precortados de 10x15 cm   |  |
| <b>EMBALAJE</b>                         | Envase con un rollo de adhesivo   |  |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b>               | Para uso dental. Protección de instrumentos y materiales.   |  |
| <b>INSTRUCCIONES DE USO</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quitar la tapa de la ranura.</li> <li>• Dejar el film protector en el dispensador. Insertar el extremo del film protector a través de la ranura.</li> <li>• Arrancar por la línea de pre-corte. Colocar el film protector sobre los instrumentos y mangueras.</li> <li>• Retirar y desechar el film protector después de cada paciente.</li> </ul> |  |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>   | El film puede incendiarse en contacto con una llama. Si comienza a arder, produce humo que puede causar lagrimeo y sofocamiento.  |  |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>      | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.   |  |
| <b>MSDS</b>                             | No aplicable.   |  |

**TECHNICAL DATA SHEET**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>BESTDENT<br/>BLUE PROTECTIVE FILM</b> |   |  |
| <b>REFERENCES</b>                        | 20980   |   |
| <b>MANUFACTURER</b>                      | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl<br>Via Felice Cavallotti, 15<br>20122 Milano - Italy   |   |
| <b>CLASSIFICATION</b>                    | Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.   |   |
| <b>DESCRIPTION</b>                       | Blue adhesive film. The product is non sterile and for single use. Easily removable   |   |
| <b>SPECIFICACIONS</b>                    | 1.200 pre-cut sheets in one roll.<br>Single sheet: 10x15 cm   |   |
| <b>PACKAGING</b>                         | Box with 1 roll   |   |
| <b>INTENDED USE</b>                      | For dental use. Protection of instruments and materials.  |   |
| <b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove dispensing-slot cover.</li> <li>• Leave the film protector in the box. Insert the end of the film protector into the slot.</li> <li>• Tear off film protector and open its end. Place film protector on turbine and tubing.</li> <li>• Remove and dispose film protector after each patient.</li> </ul> |   |
| <b>SAFETY INFORMATION</b>                | The product can ignite when in contact to a flame. If it burns, it will cause tear-producing smoke that could lead to suffocation.  |   |
| <b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>   | Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.  |   |
| <b>MSDS</b>                              | Not applicable.   |   |