



DE SILIKON FÜR DIE BISSREGISTRIERUNG

EN SILICONE FOR BITE REGISTRATION

FR SILICONE POUR ENREGISTREMENT OCCLUSAL

IT SILICONE PER LA REGISTRAZIONE OCCLUSALE

PT SILICONE PARA REGISTRO DE MORDIDA

PL SILIKONOWY DODATEK DO REJESTRACJI ZGRZYU

CS SILIKON PRO REGISTRACI SKUSU

SK PRÍDAVNÝ SILIKÓN NA ODTLAČOK ZHRÝZU

SL ADICIJSKI SILIKON ZA REGISTRACIJO UGRIZA

ET HAMMUSTUSE REGISTREERIMISE LISAMINE SILIKOONIST

DE SILIKON FÜR DIE BISSREGISTRIERUNG
VINILPOLYSILOXANO HIGH HYDROCOMPATIBILITY FÜR BITE REGISTRATION

Benutzergruppe:
Produkt für den Einsatz in der Zahnmedizin, nur durch geschultes Personal und entsprechend der Gebrauchsanweisung zu verwenden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung in anderen Bereichen entstehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Umfang:

2 Kartuschen à 50 ml + 12 Mischer

Eigenschaften

Bestdent Bite Registration ist ein additionsvernetzendes System zur Angebotsregistrierung. Bestdent Bite Registration zeichnet sich durch gute Stabilität und sehr genaue, nicht deformierbare Aufbisssschiene aus. Bestdent Bite Registration ist ISO 4823 Type 1 konform.

TECNICAL DATA	
Aspekt	thixotropic flüssigkeit
Farbe	Blau
Dichte (g/cc 23°C)	1,70
Mischverhältnis	1:1
Arbeitszeit (23°C)	20 seconds
Gesamte Abbindezeit (beginnend bis zum Ende)	1 minute
Härte (nach 24Stunden)	80 Shore A
linearen Ein	maxi 0,2%
Die elastische Erholung	mehr 99,7%

Vorteile:

Bestdent Bite Registration weißt eine hohe Stabilität auf und ist zudem geruchs- und geschmacklos. Bestdent Bite Registration hat eine hohe Zugfestigkeit, bei sehr guter Elastizitätsrückgewinnung.

Vorbereitung Kartusche

Entfernen Sie die Kappe der Kartusche (90° drehen).Fügen Sie die Kartusche in die Halterung ein. Nach Benutzung Mischer nicht abnehmen bis Sie das das Produkt erneut verwenden möchten. Kappe nicht erneut aufsetzen. Vor dem Einsatz bitten 2 bis 3cm des Produkts aus der Kartusche dispensen.

Verwendungshinweis

Bestdent Bite Registration, wird in einer Kartusche geliefert und sollte mit Handpistole appliziert werden. Es kann in eine Schale oder direkt auf den Zahn aufgetragen werden. Positionieren Sie die Schale mit dem Material im Mund. Halten Sie die Schale für mindestens 1' an der Position. Empfohlene Temperatur 23°C. Sofern die Temperatur 23°C unter-/ überschreitet wird die benötigte Vernetzungszeit dementsprechend verkürzt/ verlängert.

Achtung

Nach 30' ist der Bissabdruck fertig und kann aus dem Mundraum entfernt werden. In manchen Fällen könnte eine Desinfektion angebracht sein. Bei jeder Anwendung die Mischspezifikationen berücksichtigen.

Vorsichtshinweise zur Handhabung

Bestdent Bite Registration, ist ein additionsvernetzendes Produkt und kann durch andere Produkte verunreinigt werden. Latex Handschuhe könnten eine negative Reaktion auf das Silikon haben. Vinyl Puder-freie Handschuhe sind akzeptierbar. Um die Gefahr der Kontamination zu reduzieren, ist auf die Verwendung von Handschuhe zu verzichten. Eine ausreichende Handhygiene durch Handwaschmittel ist vorausgesetzt.

Lagerung

Bei Lagerung um die 23°C kann Bestdent Bite Registration innerhalb von 36 Monaten verwendet werden.

Entsorgung

Abformmaterialien können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Abformmaterial, das mit dem Mund des Patienten in Berührung kommt, muss entsprechend den länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden.

Meldepflicht

Alle schwerwiegenden Zwischenfälle mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich gemeldet werden.

EN SILICONE FOR BITE REGISTRATION

VINILPOLYSILOXANO HIGH HYDROCOMPATIBILITY FOR BITE REGISTRATION

Dental use product. Keep out reach of children

User group

Product for use in dentistry, only to be used by trained personnel and according to the instructions for use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or use in other areas. Keep out of the reach of children.

Presentation

2 cartridges of 50 ml + 12 mixer

Characteristics

Bestdent Bite Registration is one addition-cured impression material for bite registration. Bestdent Bite Registration is extremely hard for taking precise non-deformable occlusal registration. Bestdent Bite Registration is Conform to the norm ISO 4823 Type 1.

TECHNICAL DATA	
Aspect	thixotropic fluid
Color	blue
Density (g/cc a 23°C)	1,70
Mixing ratio	1:1
Working time (23°C)	20 seconds
Total setting time (beginning until the end)	1 minute
Hardness (after 24h)	80 Shore A
Linear retraction	maxi 0,2%
Elastic recovery	more 99,7%

Advantage

Bestdent Bite Registration has a high dimension stability and it is odorless and tasteless. Bestdent Bite Registration gives you an optimal elastic recovery and high tensile strength.

Cartridge preparation

Remove the cap of the cartridge (rotate it 90°). Insert the cartridge in the support. After use, leave in place the mixing nib, until the new use. Not replace the cap. For safety, at the beginning of the use cartridge, trough out the first 2 or 3 cm of product.

Use

Bestdent Bite Registration, it is presented in cartridges and it is applies by a hand gun. It can be put in a tray or placed directly on the teeth. Place the tray containing the material into the mouth. Hold the tray in the position at least 1'. The suggest temperature is 23°C. Above this temperature the suggested time is less than quoted, below, the time is extended.

Warning

The bite registration will be finished 30' after remove it from the mouth. It could be disinfected in appropriates solution for it. Use the mixer specifics for every cartridge.

Precautions for handling

Bestdent Bite Registration, is one addition-cured product, and can be polluted by poisoners products. Latex examination gloves can interfere with the usual setting characteristics of silicone material impression. Vinyl Power-free gloves are acceptable. To avoid the risk of contamination, remove gloves (away from material) and wash hands thoroughly before mixing.

Product storage

To retain the characteristics of Bestdent Bite Registration should be stored at 23°C and used within 36 months.

Disposal

Impression materials can be disposed of with household waste. Impression material that comes into contact with the patient's mouth must be disposed of in accordance with country-specific regulations.

Notification Obligation

All serious incidents involving this product must be reported immediately to the manufacturer and the competent authorities.

ES SILICONA REGISTRO DE MORDIDA

VINILPOLISILOXANO ALTA HIDROCOMPATIBILIDAD PARA REGISTRO DE MORDIDA DE PRECISION

Grupo de usuarios

Producto de uso odontológico, únicamente usar por personal especializado y según las instrucciones de uso, el fabricante no es responsable daños por utilización inadecuada o uso en otros campos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Forma de suministro

2 cartuchos de 50 ml + 12 cánulas

Características

Bestdent Bite Registration es un producto de curado por poliadición para la toma del registro de mordida. Bestdent Bite Registration presenta una alta dureza para hacer un registro de la oclusión bucal preciso y no deformable. Bestdent Bite Registration es conforme a la norma ISO 4823 Tipo 1.

PROPIEDADES	
Aspecto	fluido tixotropico
Color	azul
Densidad (g/cc a 23°C)	1,70

Mixing ratio	1:1
Working time (23°C)	20 segundos
Total setting time (desde el inicio hasta final reticulación)	1 minuto
Hardness (después de 24h)	80 Shore A
Contracción lineal	máximo 0,2%
Recuperación elástica	mínimo 99,7%

Ventajas

Bestdent Bite Registration tiene una elevada estabilidad dimensional, es inodoro e insípido. Bestdent Bite Registration ofrece una óptima memoria elástica y resistencia a la tracción.

Preparación del cartucho

Quitar el tapón de protección para insertar la cánula. (Girar 90°). Poner el cartucho dentro de la pistola dosificadora. Dejar la cánula en el cartucho después del empleo. No es necesario reutilizar el tapón. Cuando se empieza a trabajar con un cartucho nuevo, para mayor seguridad, descartar los primeros 2 ó 3 cm de producto.

Modo de empleo

Bestdent Bite Registration se presenta en cartuchos y se aplica mediante pistola manual. Aplicar en la cubeta, o bien directamente en los dientes el producto Bestdent Bite Registration. Llevarlo a la boca del paciente para tomar el registro de mordida. Mantener el producto dentro de la boca al menos 1' minuto. La temperatura recomendada de trabajo son 23°C. Por encima de esta temperatura, el tiempo de curado se acorta y por encima de esta temperatura, el tiempo de trabajo se alarga.

Advertencias

La impresión del registro de mordida estará lista 30' después de extraerla de la cavidad bucal. Puede ser desinfectada en las soluciones adecuadas. Utilizar las cánulas de mezcla específicas a cada tipo de cartucho.

Precauciones de manipulación

Bestdent Bite Registration es un producto de curado por poliadición, y ciertos materiales inhibidores pueden alterar su proceso de curado. Los guantes de látex pueden interferir en las características finales de Bestdent Bite Registration. Los guantes de vinilo son aceptables. Para evitar el riesgo, trabajar el Bestdent Bite Registration sin guantes y lavar las manos antes del contacto con el producto.

Almacenaje

Bestdent Bite Registration mantiene sus propiedades hasta 36 meses después de su fecha de fabricación debidamente guardado en su envase de origen.

Eliminación

Los materiales de impresión pueden desecharse junto con los residuos domésticos. El material de impresión que entre en contacto con la boca del paciente debe desecharse siguiendo la normativa específica del país.

Obligación de Notificación

Todos los incidentes graves ocurridos, con este producto, deberán notificarse de inmediato al fabricante y a las autoridades competentes.

FR SILICONE POUR ENREGISTREMENT OCCLUSAL

VINILPOLISILOXANO HIGH HIDROCOMPATIBILITE POUR LE BITE INSCRIPTION

Groupe d'utilisateurs

Produit destiné à être utilisé en dentisterie, uniquement par du personnel formé et conformément au mode d'emploi. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou une utilisation dans d'autres domaines. Tenir hors de portée des enfants.

Présentation

2 cartouches de 50 ml + 12 canules

Caractéristiques

Bestdent Bite Registration il est un produit de réticulation para réaction de polyaddition pour le bite inscription chez le dentiste. Bestdent Bite Registration présent une haute dureté pour faire la bite inscription de l'occlusion dentaire précise et non déformable. Bestdent Bite Registration il est conforme à la norme ISO 4823 Tipe 1.

PROPIEDADES	
Aspect	Thixotropique fluid
Color	Blue
Densité (g/cc à 23°C)	1,70
Mixing ratio	1:1
Working time (23°C)	20 secondes
Total setting time (initial au final)	1 minute
Hardness (après 24h)	80 Shore A
Contraction lineal	Maxi 0,2%
Récupération elastique	Plus de 99,7%

Avantages

Bestdent Bite Registration, il a une élevé stabilité dimensionnel, et il n'a pas d'odeur et pas saveur. Bestdent Bite Registration, il a une optimal mémoire elastique et tenue a la traction.

Préparation de la cartouche

Retirer le bouchon de protection pour mettre la canule. (Tourner 90°). Placer la cartouche dans le support. Laisser la canule dans la cartouche après utilisation. Il ne faut pas réutiliser le bouchon. Au moment de commencer à travailler avec un nouveau cartouche, jeter les premières 2 ou 3 cm de produit.

Mode d'emploi

Bestdent Bite Registration se présente en cartouches et il s'applique avec un pistolet manuelle. Appliquer dans le cuve, ou bien directement aux dents. Placer la cuve dans la bouche pour prendre la bite inscription. Tenir le produit dans la bouche du patient au moins pendant 1'. La Température de travail proposé est de 23°C. De températures supérieures peuvent réduire le temps de réticulation et de températures inférieures peuvent allonger ce temps.

Avvertissements

La inscription de bite sera finie 30' après de l'extraire de la cavité vocal. Elle peut être désinfectée avec de solution adaptés. Il faut bien s'assurer que la canule de mélanges est le correcte.

Précautions pour la manipulation

Bestdent Bite Registration il est un produit que réticule par polyaddition, et il y a de matériaux que peuvent donner d'inhibition pendant la réticulation du produit. Les gants de latex peuvent interférer dans les caractéristiques finales Bestdent Bite Registration. Les gants de vinyle sont acceptables. Pour éviter le risque, il faut travailler avec Bestdent Bite Registration sans les gants et se nettoyer les mans avant d'être en contact du produit.

Stock

Bestdent Bite Registration il maintienne ses propriétés mécaniques jusqu'à 36 mois après la date de production, correctement stocké dans son emballage d'origine.

Élimination

Le matériel de prise d'empreinte peut être éliminé avec les ordures ménagères. Les matériaux d'empreinte entrant en contact avec la bouche du patient doivent être éliminés conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Obligation de notification

Tout incident grave impliquant ce produit doit être immédiatement signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

IT SILICONE PER LA REGISTRAZIONE OCCLUSALE

VINILPOLISSILOSSANO ALTA IDROFILIA MORSO REGISTRAZIONE DI PRECISIONE

Gruppo di utenti

Prodotto destinato all'uso in odontoiatria, da utilizzare solo da parte di personale addestrato e secondo le istruzioni per l'uso. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o in altri ambiti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Modulo di consegna

2 cartucce da 50 ml + 12 cannule

Caratteristiche del prodotto

Bestdent Bite Registration Si tratta di un prodotto di poliaddizione curare per prendere la registrazione del morso. Bestdent Bite Registration Ha una elevata durezza di fare un disco dell'occlusione buccale preciso e indeformabile. Bestdent Bite Registration è conforme alle norme ISO 4823 ala di tipo 1.

PROPRIETA '	
Aspetto	fluido tissotropico
Colore	blu
Densità (g / cc a 23 ° C)	1,70
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di lavoro (23 ° C)	20 secondi
Tempo di presa totale (dall'inizio alla fine reticolazione)	1 minuti
Durezza (dopo 24 ore)	80 Shore A
Ritiro lineare	massimo 0,2%
Recupero elastico	minima 99,7%

Vantaggio

Bestdent Bite Registration ha alta stabilità dimensionale, è inodore e insapore. Bestdent Bite Registration fornisce memoria elastica ottimale e resistenza alla trazione.

Preparazione della cartuccia

Rimuovere il cappuccio protettivo per inserire la cannula. (Turn 90). Inserire la cartuccia nella pistola di erogazione. Lasciare la cannula nella cartuccia dopo l'uso. Non è necessario riutilizzare la spina. Quando si inizia a lavorare con una nuova cartuccia per la sicurezza, scartare i primi 2 o 3 cm di prodotto.

Come utilizzare

Bestdent Bite Registration è disponibile in cartucce e viene applicato dalla pistola di mano. Applicare nel secchio, o direttamente nei denti il prodotti Bestdent Bite Registration. Prendilo per bocca del paziente di prendere la registrazione del morso. Conservare il prodotto in bocca almeno 1 minuti. La temperatura di lavoro raccomandata è di 23 ° C. Sopra questa temperatura, il tempo di indurimento si accorcia e sopra questa temperatura, il tempo di lavoro allunga.

Avvertenze

Stampa occlusale sarà pronto 30' dopo la rimozione dalla cavità orale. Può essere disinfettato soluzioni appropriate. Utilizzare cannule specifiche per ogni tipo di miscela cartuccia.

Precauzioni per l'uso

Bestdent Bite Registration Si tratta di un prodotto di polimerizzazione per poliaddizione, e alcuni materiali inibitori può alterare il loro processo di polimerizzazione. Guanti in lattice possono interferire con le caratteristiche finali del Bestdent Bite Registration. Guanti in vinile sono accettabili. Per evitare il rischio, il Bestdent Bite Registration lavoro senza guanti e lavare le mani prima del contatto con il prodotto.

Immagazzinamento

Bestdent Bite Registration conserva le sue proprietà fino a 36 mesi dalla sua data di produzione correttamente conservati nella sua confezione originale.

Smaltimento

I materiali da impronta possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Il materiale d'impronta che viene a contatto con la bocca del paziente deve essere smaltito in conformità alle normative specifiche del paese.

Obbligo di notifica

Tutti gli incidenti gravi che coinvolgono questo prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti.

PT SILICONA PARA REGISTRO DE MORDIDA

VINILPOLISILOXANO HIGH HIDROCOMPATIBILIDAD PARA REGISTRO DE MORDIDA DE PRECISION

Grupo de utilizadores

Produto para utilização em medicina dentária, apenas para ser utilizado por pessoal qualificado e de acordo com as instruções de utilização. O fabricante não se responsabiliza por

danos causados por uma utilização incorrecta ou noutras áreas. Manter fora do alcance das crianças.

Forma de apresentação
2 cartuchos de 50 ml + 12 cânulas

Recursos
Bestdent Registro Bite é um produto de cura por poli adição para tomar o registro de mordida. Registro de mordida rápida tem uma alta dureza para fazer um registro da oclusão bucal precisa e non deformável. Bestdent Registro Bite está em conformidade com ISO 4823 Typ 1.

PROPRIEDADES	
Aparência	fluido tixotropico
Cor	azur
Densidade (g / cc a 23 ° C)	1,70
Proporção de mistura	1:1
Tempo de trabalho (23 ° C)	20 segundos
O tempo total de ajuste (do início ao fim cross-linking)	1 minuto
Dureza (após 24 h)	80 Shore A
Retração linear	máximo 0,2%
Recuperação elástica	mínimo 99,7%

Ventajas
Bestdent Bite Registration tem uma alta estabilidade dimensional, é inodoro e insípido. Bestdent Bite Registration Ele fornece memória elástica ideal e resistência à tração.
Preparação de Cartucho
Remover a tampa de proteção para inserir a cânula. (Turn 90). Coloque o cartucho na pistola de distribuição. Deixar a cânula no interior do cartucho após o uso. Não é necessário reutilizar a ficha. Quando você começar a trabalhar com um novo cartucho para a segurança, rejeitar os primeiros 2 ou 3 cm de produto.
Modo de emprego
Mordida registro rápido vem em cartuchos e é aplicado por arma de mão. Aplicar no balde, ou diretamente nos dentes produto Registro refeição rápida. Leve-a para a boca do paciente para tomar o registro de mordida. Manter o produto na boca, pelo menos 1 minuto. A temperatura de trabalho recomendada é de 23 ° C. Acima desta temperatura, o tempo de cura é encurtado e acima desta temperatura, o tempo de trabalho se alonga.
Avisos
Impressão de registro de mordida estará pronto 30' depois de o retirar da cavidade oral. Ele pode ser desinfetado soluções adequadas. Use cânulas específicas para cada tipo de mistura cartucho.
Precauciones de manipulación.
Precauciones de manuseamento. Bestdent Bite Registration é um produto de cura rápida por poli adição, e inibidores de determinados materiais pode alterar o seu processo de cura. Luvas de látex pode interferir com as características finais do Registro refeição rápida. Luvas de vinil são aceitáveis. Para evitar riscos, a mordida de Registro trabalho rápido sem luvas e lavar as mãos antes do contato com o produto.
Armazenamiento
Bestdent Bite Registration mantém as suas propriedades por até 36 meses após a sua data de fabricação devidamente armazenados em sua embalagem original.
Eliminación
Os materiais de moldagem podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O material de moldagem que entra em contacto com a boca do doente deve ser eliminado de acordo com os regulamentos específicos do país.
Obrigaçao de notificação
Todos os incidentes graves que envolvam este produto devem ser imediatamente comunicados ao fabricante e às autoridades competentes.

PL SILIKON DO REJESTRACJI ZGRYZU
WINYLOPOLISILOKSANO WYSOKA HYDROKOMPATYBILNOŚĆ DO REJESTRACJI ZGRYZU
Grupa użytkowników
Produkt przeznaczony do stosowania w stomatologii, wyłącznie przez przeszkolony personel i zgodnie z instrukcją obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem w innych obszarach. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Prezentacja
2 wkłady po 50 ml + 12 mikserów
Charakterystyka
Bestdent Bite Registration to utwardzany dodatkowo materiał wyciskowy do rejestracji zwarcia. Rejestracja zgryzu Bestdent jest niezwykle trudna do wykonania precyzyjnej, nieodkształcalnej rejestracji zgryzu. Rejestracja zgryzu Bestdent jest zgodna z normą ISO 4823 typ 1.

PL SILIKON DO REJESTRACJI ZGRYZU
WINYLOPOLISILOKSANO WYSOKA HYDROKOMPATYBILNOŚĆ DO REJESTRACJI ZGRYZU
Grupa użytkowników
Produkt przeznaczony do stosowania w stomatologii, wyłącznie przez przeszkolony personel i zgodnie z instrukcją obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem w innych obszarach. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prezentacja
2 wkłady po 50 ml + 12 mikserów
Charakterystyka
Bestdent Bite Registration to utwardzany dodatkowo materiał wyciskowy do rejestracji zwarcia. Rejestracja zgryzu Bestdent jest niezwykle trudna do wykonania precyzyjnej, nieodkształcalnej rejestracji zgryzu. Rejestracja zgryzu Bestdent jest zgodna z normą ISO 4823 typ 1.

DANE TECHNICZNE	
Aspekt	tiksotropowy płyn
Kolor	niebieski
Gęstość (g/cm3 A 23°C)	1,70
Mieszanie stosunek	1:1
Pracujący czas (23°C)	20 sekundy
Całkowity ustawienie czas (od początku do the koniec)	1 minuty
Twardość (Po 24h)	80 Brzeg A
Linowy wycofanie	maksi 0,2%
Elastyczny powrót do zdrowia	więcej 99,7%

Korzyść
Rejestracja zgryzu Bestdent charakteryzuje się wysoką stabilnością wymiarową, jest bezwonna i pozbawiona smaku. Rejestracja zgryzu Bestdent zapewnia optymalny powrót elastyczności i wysoką wytrzymałość na rozciąganie.
Przygotowanie wkładu
Zdejmij nasadkę wkładu (obróć ją o 90°). Włóż wkład do wspornika. Po użyciu końcówkę mieszającą należy pozostawić na miejscu, aż do ponownego użycia. Nie wymieniasz nasadki. Dla bezpieczeństwa na początku stosowania wkładu należy przepuścić przez pierwsze 2 lub 3 cm produktu.
Używać
Rejestrator zgryzu Bestdent jest dostępny w wkładach i aplikowany jest za pomocą pistoletu. Można go umieścić na nakładce lub umieścić bezpośrednio na zębach. Włóż tacę zawierającą materiał do ust. Przytrzymaj tacę w pozycji co najmniej 1. Sugerowana temperatura to 23°C. Powyżej tej temperatury sugerowany czas jest krótszy od podanego, poniżej czas ten ulega wydłużeniu.

Ostrzeżenie
Rejestracja zgryzu zostanie zakończona 30 minut po wyjęciu go z jamy ustnej. Można go zdezynfekować w odpowiednim do tego roztworze. Użyj charakterystyki miksera dla każdej kasety.
Środki ostrożności podczas postępowania
Bestdent Bite Registration jest produktem utwardzanym addycyjnie i może być zanieczyszczony produktami trującymi. Rękawiczki do badań lateksowych mogą zakłócać typowe właściwości wiązania wycisku materiału silikonowego. Dopuszczalne są rękawice winylowe bez zasilania. Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, należy zdjąć rękawiczki (z dala od materiału) i dokładnie umyć ręce przed mieszaniami.
Przechowywanie produktów
Aby zachować właściwości Bestdent Bite Registration należy przechowywać w temperaturze 23°C i użyć w ciągu 36 miesięcy.
Utylizacja
Materiały do wycisków mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi. Materiał wyciskowy, który wejdzie w kontakt z jamą ustną pacjenta, musi zostać zutylizowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Obowiązek powiadamiania
Wszelkie poważne incydenty związane z tym produktem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwym organom.

CS SILIKON PRO REGISTRACI SKOSU
VINYLPOLYSILOXANO VYSOKÁ HYDROKOMPATIBILITA PRO REGISTRACI KOUSNUTÍ
Skupina uživatelů
Výrobek určený pro použití v zubním lékařství, smí jej používat pouze vyškolený personál a v souladu s návodem k použití. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím v jiných oblastech. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prezentace
2 kartuše po 50 ml + 12 mixér
Charakteristika
Bestdent Bite Registration je jeden adičně vytvrzený otiskovací materiál pro registraci skusu. Bestdent Bite Registration je extrémně obtížný pro získání přesné nedeformovatelné okluzní registrace. Registrace skusu Bestdent je v souladu s normou ISO 4823 typ 1.

TECHNICKÁ DATA	
Aspekt	tixotropní tekutina
Barva	modrý
Hustota (g/cc A 23°C)	1,70
Michání poměr	1:1
Pracovní čas (23°C)	20 sekundy
Celkový nastavení čas (začátek do a konec)	1 minut
Tvrdość (po 24h)	80 Pobřeží A
Lineární odvoľání	maxi 0,2 %
Elastický zotavení	vice 99,7 %

Výhoda
Bestdent Bite Registration má vysokou rozměrovou stabilitu a je bez zápachu a chuti Bestdent Bite Registration vám poskytuje optimální elasticité zotavení a vysokou pevnost v tahu.
Připrava kazety
Odstraňte uzávěr kazety (otočte ji o 90°) Vložte kazetu do držáku. Po použití nechte michací hrot na místě až do nového použití. Nevyměňujte uzávěr. Z bezpečnostních důvodů na začátku použití kartuše prořizněte první 2 nebo 3 cm produktu.
Použití
Bestdent Bite Registration, dodává se v kazetách a aplikuje se pistolí. Může být vložen do zásobníku nebo umístěn přímo na zuby. Vložte ták s materiálem do ust. Držte zásobník v poloze alespoň 1'. Doporučená teplota je 23°C. Nad touto teplotou je navrhovaný čas kratší než uváděný, níže se čas prodlužuje.
Varování
Registrace skusu bude dokončena 30 minut po vyjmutí z ust. Může být dezinfikován ve vhodném roztoku. Pro každou kartuši použijte specifika mixéru.
Opatření pro manipulaci
Bestdent Bite Registration je jeden aditivovaný produkt a může být znečištěn otravnými produkty. Latexové vyšetřovací rukavice mohou narušovat obvyklé charakteristiky tuhnutí otisku silikonového materiálu. Vinylové rukavice Power-free jsou přijatelné. Abyste předešli riziku kontaminace, sundejte si rukavice (daleko od materiálu) a před micháním si důkladně umyte ruce.
Skládování produktu
Pro zachování vlastností Bestdent Bite Registration by měl být skladován při 23°C a spotřebován do 36 měsíců.
Likvidace
Otiskovací materiály lze likvidovat společně s domovním odpadem. Otiskovací materiál, který se dostane do kontaktu s ústy pacienta, musí být zlikvidován v souladu s předpisy dané země.

Oznamovací povinnost
Všechny závažné události týkající se tohoto výrobku musí být neprodleně hlášeny výrobcí a příslušným orgánům.

SK SILIKÓN PRE REGISTRÁCIU OZNAČENIA
VINYLPOLYSILOXANO VYSOKÁ HYDROKOMPATIBILITA PRE REGISTRÁCIU UHRÝZNUTIA
Skupina pouzivateľov
Výrobok určený na použitie v zubnom lekárstve môže používať len vyškolený personál a v súlade s návodom na použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním v iných oblastiach. Uchovávajte mimo dosahu detí. **Prezentácia**
2 kartuše po 50 ml + 12 mixér
Charakteristika
Bestdent Bite Registration je jeden dodatočne vytvrdený odtlačkový materiál na registráciu zhryzu. Bestdent Bite Registration je extrémne náročný na presnú nedeformovateľnú okluzálnu registráciu. Registrácia uhrýznutia Bestdent je v súlade s normou ISO 4823 typ 1.

TECHNICKÉ DATA	
Aspekt	tixotropný tekutina
Farba	Modrá
Hustota (g/cc a 23°C)	1,70
Miešanie pomer	1:1
Pracovné čas (23°C)	20 sekúnd
Celkom nastavenie čas (začiatok až do a koniec)	1 minút
Tvrdosť (po 24 h)	80 Pobrežie A
Lineárne stiahnutie	maxi 0,2 %
Elastické zotavenie	viac 99,7 %

Výhoda
Bestdent Bite Registration má vysokú rozmerovú stabilitu a je bez zápachu a chuti Bestdent Bite Registration vám poskytuje optimálne elasticité zotavenie a vysokú pevnosť v ťahu.
Príprava náplne
Odstráňte uzáver zásobníka (otočte ho o 90°) Vložte zásobník do držáka. Po použití nechajte miešací hrot na mieste až do nového použitia. Nevymieňajte uzáver. Z bezpečnostných dôvodov na začiatku používania kartuše vyhlbte prvú 2 alebo 3 cm produktu.
Použitie
Bestdent Bite Registration, dodáva sa v kazetách a aplikuje sa ručnou zbraňou. Môže sa dať do podnosu alebo umiestniť priamo na zuby. Vložte tácku s materiálom do ust. Držte zásobník v polohe aspoň 1'. Odporúčaná teplota je 23°C. Nad touto teplotou je navrhovaný čas kratší, ako je uvedený, nižšie sa čas predlžuje.
POZOR
Registrácia uhrýznutia bude ukončená 30 minút po vybratí z ust. Môže sa dezinfikovať vo vhodnom roztoku. Použite špecifikácie mixéra pre každú kartušu.
Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii
Bestdent Bite Registration je jeden adične vytvrzovaný produkt a môže byť znečistený jedovatými produktmi. Latexové vyšetřovacie rukavice môžu narušat obvyklé charakteristiky tuhnutia silikónového materiálu. Vinylové rukavice bez energie sú prijateľné. Aby ste predišli riziku kontaminácie, odstráňte rukavice (ďalšie od materiálu) a pred miešaním si dôkladne umyte ruky.
Skládovanie produktov
Aby sa zachovali vlastnosti Bestdent Bite Registration, mali by ste skladovať pri 23°C a použiť do 36 mesiacov.

SI SILIKON ZA REGISTRACIJO UGRIZA
VINILPOLISILOKSANO VISOKA HIDROKOMPATIBILNOST ZA REGISTRACIJO UGRIZA
Skupina uporabnikov
Izdelek za uporabo v zobozdravstvu lahko uporablja le usposobljeno osebe v skladu z navodili za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali uporabe na drugih področjih. Hranite zunaj doseg a otrok. **Predstavitev**
2 kartusi po 50 ml + 12 mešalnikov
Značilnosti
Bestdent Bite Registration je dodaten strijen odtisni material za registracijo ugriza. Bestdent Bite Registration je izjemno težak za natančno nedeformabilno okluzijsko registracijo. Bestdent Bite Registration je v skladu z normo ISO 4823 tipa 1.

TEHNIČNI PODATKI	
Vidik	tiksotropen tekočina
barva	modra
Gostota (g/cc a 23°C)	1,70
Mešanje razmerje	1:1
Delo čas (23°C)	20 sekund
Skupaj nastavitve čas (začetek do the konec)	1 minut
Trdota (po 24h)	80 Obala A
Linearno umik	maxi 0,2 %
Elastični obnovitev	več 99,7 %

Prednost
Bestdent Bite Registration ima visoko dimenzijsko stabilnost in je brez vonja in okusa. Bestdent Bite Registration vam zagotavlja optimalno elastično okrevanje in visoko natezno trdnost.
Priprava kartus
Odstranite pokrovček kartuše (zasukaite jo za 90°) Kartušo vstavite v nosilec. Po uporabi pustite mešalno konico na mestu do nove uporabe. Ne zamenjajte pokrovčka. Zaradi varnosti na začetku uporabe vložka iztisnite prva 2 ali 3 cm izdelka.
Uporaba
Bestdent Bite Registration, na voljo je v kartušah in se uporablja s pištolo. Lahko ga damo v pladenj ali ga položimo direktno na zobe. Pladenj z materialom položite v usta. Pladenj držite v položaju vsaj 1'. Priporočena temperatura je 23°C. Nad to temperaturo je predlagani čas krajši od navedenega, spodaj pa se čas podaljša.
Opozorilo
Registracija ugriza bo končana 30' po tem, ko ga vzamete iz ust. Lahko ga razkužimo v ustrezni raztopini zan. Za vsako kartušo uporabite posebnosti mešalnika.
Predvidnostni ukrepi za ravnanje
Bestdent Bite Registration je en dodatek utrjen izdelek in ga lahko onesnažijo zastupljevalci. Preiskovalne rokavice iz lateksa lahko motijo običajne nastavitve odtisa silikonskega materiala. Sprejemljive so vinilne Power-free rokavice. Da bi se izognili nevarnosti kontaminacije, odstranite rokavice (stran od materiala) in pred mešanjem temeljito umijte roke.
Skladiščenje izdelkov
Za ohranitev lastnosti je treba Bestdent Bite Registration hraniti pri 23 °C in uporabiti v 36 mesecih.
Odstranjevanje
Materiale za odtiske lahko odvzete skupaj z gospodinjinskimi odpadki. Viskovni material, ki pride v stik z bolnikovimi usti, je treba odstraniti v skladu s predpisi posamezne države.
Obveznost obveščanja
O vseh resnih incidentih v zvezi s tem izdelkom je treba nemudoma obvestiti proizvajalca in pristojne organe.

ET SILIKOON HAMMUSTAMISEKS REGISTREERIMISEKS
VINÜLPOLÜSILOXANO KÕRGE HÜDROÜHIBUSLIKKUS HAMMUSTUSTE REGISTREERIMISEKS
Kasutajagrupp
Toode kasutamiseks hambaravis, mida tohib kasutada ainult koolitatud personal ja vastavalt kasutusjuhendile. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või kasutamiset muudes valdkondades. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Esitlus
2 padrunit 50 ml + 12 segisti
Omadused
Bestdent Bite Registration on üks hammustuse registreerimiseks mõeldud lisakõvastunud jäljematerjal. Bestdent Bite Registration on äärmiselt raske, et teha täpset mittedeformeervuat hambumusregistreerimist. Bestdent Bite Registration vastab standardile ISO 4823 Type 1.

TEHNILISED ANDMED	
Aspekt	tiksotroopne vedelik
Värv	sinine
Tihedus (g/cc a 23°C)	1,70
Segamine suhe	1:1
Töötab aega (23°C)	20 sekundit
Kokku seadistus aega (alates kuni a lõpp)	1 minutit
Kõvadus (pärast 24h)	80 Kaldal A
Lineaarne tagasitõmbamine	maxi 0,2%
Elastne taastumine	rohkem 99,7%

Eolis
Bestdent Bite Registrationil on suur mõõtmete stabiilsus ning see on lõhnatu ja maitsetu Bestdent Bite Registration tagab teile optimaalse elastsuse taastumise ja kõrge tõmbetugevuse.
Kasseti ottevalmistamine
Eemaldage kasseti kate (pöörake seda 90°) Sisestage kassett teoesse. Pärast kasutamist jätke segamisotsik paigale kuni uue kasutamiseni. Ärge vahetage korki. Ohutuse tagamiseks valage kasseti kasutamise alguses esimesed 2 või 3 cm tootest välja.
Kasutage
Bestdent Bite Registration, see esitatakse padrunites ja seda rakendatakse käsirelvaga. Seda saab panna salve või asetada otse hammastele. Asetage materjali sisaldav kandik suhu. Hoidke salve asendis vähemalt 1'. Soovitav temperatuur on 23 kraadi. Sellest temperatuurist kõrgemal on soovitatud aeg lühem, allpool on aeg pikenenud.
Hoiatus
Hammustuse registreerimine lõpetatakse 30' pärast selle suust eemaldamist. Seda saab desinfitseerida sobivas lahuses. Kasutage iga kasseti jaoks segisti spetsiifikaat.
Ettevaatusabinõud käsitlemisel
Bestdent Bite Registration on üks lisandiga kõvendatud toode ja seda võivad mürgitavad tooted saastada. Latekskindad võivad häirida silikoonmaterjali jälgendi tavalisi tardumisomadusi. Vinüül Power-free kindad on vastuvõetavad. Saastumise ohu vältimiseks eemaldage kindad (materjalist eemal) ja peske enne segamist hoolikalt käed.
Tootete ladustamine
Bestdent Bite Registrationi omaduste säilitamiseks tuleks seda hoida temperatuuril 23°C ja kasutada 36 kuu jooksul.
Kõrvaldamine
Jälgimismaterjalid võib hävitada koos olmejäätmetega. Patsiendi suuga kokkupuutuv jälgendimaterjal tuleb hävitada vastavalt riigispetsiifilistele eeskirjadele.
Taavitamiskohustus
Kõikidest selle tootega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult teatada tootjale ja pädevatele asutustele.

