



GCFUJIVEST® PREMIUM, graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen- und Brückenarbeiten

Vielseitig und robust - aber einfach.

Wenn es um eine vielseitige Einbettmasse geht, übertrifft **GC Fujivest® Premium** alle anderen Materialien.

GC Fujivest® Premium ist das einzige Material, dass dem Techniker die Wahl zwischen konventionellem und schnellem Aufheizen ermöglicht, ohne Probleme mit der Expansionskontrolle zu bekommen.

Warum ist **GC Fujivest® Premium** ein wirkliches Allround-Material?

Endlich kann mit einem Material mit Ring als auch ringlos und dazu mit allen Ringgrößen gearbeitet werden. Zusätzlich ist **GC Fujivest® Premium** voll kompatibel zu allen Legierungen und speziell auch zu NEM-Legierungen!



Exakte Güsse und perfekt glatte Oberflächen mit einem Material.

Mit nur einem einfachen Schritt wird die Einbettmasse an die Expansion der Legierung angepasst – Verdünnen mit Wasser! Dadurch wird nicht nur die Expansion einfach kontrolliert, sondern auch die Passung bei jedem Guss perfekt.

Keine Präzision entschädigt für qualitativ schlechte Güsse. Deshalb wurde die Rezeptur von **GC Fujivest® Premium** so gewählt, dass keine Oberflächenrauigkeiten entstehen können, sondern nur glatte und perfekte Güsse! Und dies auch mit NEM-Legierungen.



Anwendungsfreundlich – praktisch - für den täglichen Gebrauch.

Einer unserer Hauptgedanken bei der Entwicklung der **GC Fujivest® Premium** war die tägliche Arbeit mit dem Material. Sie werden sofort bemerken, dass dieses Material perfekt für den alltäglichen Gebrauch bei allen Anforderungen eines modernen Labors geeignet ist.

Ganz einfach hochpräzise Güsse erstellen – auch von feinsten Details – dank der perfekten Oberfläche und hohen Fließfähigkeit des Materials. Und weil die Einbettung konstant bleibt, werden Sie nie wieder Probleme mit Blasenbildung im Gussobjekt und dem damit verbundenem Zeitaufwand haben. Wo wir beim Thema sind: mit **GC Fujivest® Premium** ist die Zeit auf Ihrer Seite – dank 6 Minuten Verarbeitungszeit entfällt der Zeitdruck und Sie können in Ruhe auch hochkomplexe Brückenarbeiten einbetten – auch bei höheren Raumtemperaturen.

Zuverlässig und hochqualitativ für den perfekten Sitz – bei jedem Guß.

Gleichbleibende Qualität von Herstellungsladung zu Herstellungsladung sind ein Muss – gerade heutzutage, wo zu Recht eine ständig gleichbleibende und verlässliche Qualität zu vernünftigen Preisen gefordert wird. Dazu muss die Qualität in der Produktion ständig kontrolliert werden. GC Europe hat deshalb ein prozessorientiertes Kontrollsystem, bei dem die Rohstoffe sowie die fertigen Chargen mehrfach im gesamten Herstellungsprozess auf die Einhaltung der Normen überprüft werden – bevor die Charge das Werk verlässt, ist somit sichergestellt, dass die Qualität den hohen Anforderungskriterien voll entspricht.



- Geeignet für alle Dentallegierungen, auch speziell für NEM.
- Auch ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen).
- Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen mit NEM sind jetzt sicher und verlässlich herstellbar.
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung stellt die perfekte Passung sicher.

Eigenschaften		
ISO/DIN 9694.2 ; Bei Raumtemperatur von 23°C und 100% Flüssigkeitskonzentration	20' Abbindung	120' Abbindung
Abbinde-Expansion	2,00 %	2,50 %
Thermische Expansion	1,00 %	1,00 %
Gesamtexpansion (Linear)	3,00 %	3,50 %
Initiale Abbindezeit	9 min.	9 min.
Druckfestigkeit	7,5 MPa	7,5 MPa
Verarbeitungszeit	6 min.	6 min.
Fließweg	13,4 cm	13,4 cm

Verpackungseinheiten
 6 kg Box (60 g Beutel x 100)
 6 kg Box (90 g Beutel x 67)
 6 kg Box (150 g Beutel x 40)
 900 ml Flasche

