

	FICHA TÉCNICA	
	COPAS PROFILAXIS	17/05/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

COPAS PROFILAXIS PROCLINIC		
REFERENCIA	0126	
FABRICANTE / RESPONSABLE	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. Blackhorse Road, Letchworth Garden City Hertfordshire, SG6 1HB, UK	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Los dentistas usan las copas de profilaxis Proclinic como instrumento de pulido tras la profilaxis dental. Poseen una dureza óptima para no dañar su superficie.	
ESPECIFICACIONES	Copas fabricadas en goma que se adaptan a la superficie del diente. Posee 4 láminas interiores que permiten un buen contacto, evitando abrasiones y salpicaduras. Para contra-ángulo.	
EMBALAJE	Envases con 36 unidades.	
FINALIDAD	Instrumento de pulido tras la profilaxis dental. Sólo para uso profesional, esterilizar antes de usar. Autoclavar mediante un procedimiento validado a 134ºC.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

	TECHNICAL DATA SHEET	
	PROFILAXIS CUPS	17/05/2022
	PROCLINIC	Version: 01

PROFILAXIS CUPS PROCLINIC		
REFERENCE	0126	
MANUFACTURER	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. Blackhorse Road, Letchworth Garden City Hertfordshire, SG6 1HB, UK	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Dentists use Proclinic Prophy Cups as a polishing instrument after dental prophylaxis. Proclinic Prophy Cups have an optimal hardness so as not to damage its surface.	
COMPOSITION	Cups made of rubber that adapt to the surface of the tooth. It has 4 inner sheets that allow good contact, avoiding abrasions and splashes. For contra-angle.	
PACKAGING	Package with 36 units	
INTENDED USE	Polishing instrument after dental prophylaxis. Professional use only, sterilise before use. Autoclave using a validated procedure at 134°C.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	