



Especificaciones Técnicas Peha Taft ®



1. Descripción del producto

Guante quirúrgico estéril, empolvado, de gran elasticidad y con una sensibilidad táctil ideal gracias a la calidad del látex de alta elasticidad. Su forma anatómica asegura un ajuste perfecto, proporcionando libertad y naturalidad de movimiento. Colocados en un envoltorio interior adicional separando el guante izquierdo y el derecho.

2. Características

-Material: puro látex natural

Durante su fabricación son extraídos repetidamente proteínas solubles y otros compuestos alergénicos con lo que el guante es muy bien tolerado. Contiene aceleradores (dibutilditiocarbamato de zinc) y antioxidantes (antioxidante fenólico)

No contiene (o no detectables analíticamente):

Aceleradores: Mercaptobenzotiazol (ej: ZMBT), Tiuramos (ej: TMTD) u otros Carbamatos (ej: ZDMC o ZDEC)

Antioxidantes: Derivados amínicos (ej. Parafenilenodiamina), derivados del hidroxianisol, derivados del hidroxitolueno.

Medio de separación: carbonato de calcio

-Empolvado: almidón de maíz bioreabsorbible (según normas USP). Contenido por guante: max 120 mg.

3. Presentación y referencias

Talla	Referencia	Unidad de venta	Estuches/Embalaje
6	942 711	Estuche 50 pares	4 u.f.
6 1/2	942 712	Estuche 50 pares	4 u.f.
7	942 713	Estuche 50 pares	4 u.f.
7 1/2	942 714	Estuche 50 pares	4 u.f.
8	942 715	Estuche 50 pares	4 u.f.
8 1/2	942 716	Estuche 50 pares	4 u.f.

4. Especificaciones

Cumple los requisitos de la Directiva 93/42 y con ello la normativa europea EN 455 para guantes médicos de un sólo uso:

EN 455-1 (Requisitos de control de la estanqueidad (efecto barrera) (AQL < 1,5)

EN 455-2 (Requisitos de control de las propiedades físicas)

EN 455-3 (Biocompatibilidad).

Los guantes Peha taft ® están clasificados como dispositivos de Clase IIa (CE).

Producción automatizada (GMP).

Esterilizados por rayos gamma.

Observaciones:

En caso de la adopción de alguna modificación en el producto, se editará una ficha técnica.



Especificaciones Técnicas Peha Taft ®



Propiedades		6 – 6 1/2	7 - 8	8 1/2
Longitud mínima total (mm)		260 mm	270 mm	280 mm
Espesor	puño	0,18 mm +/- 0,02	Idem.	Idem.
	palma	0,23 mm +/- 0,02		
	extremo dedo	0,25 mm +/- 0,02		

Observaciones:

En caso de la adopción de alguna modificación en el producto, se editará una ficha técnica.