

Rebilda DC

Fließfähiges, fluoridabgebendes, dual-härtendes röntgenopakes Composite im Direkt Applikations System für den Stumpfaufbau in drei Farben

Flowable, fluoride relasing, dual-curing radiopaque direct application composite for core build-up in 3 shades

Composite fluide pour la reconstitution de moignons à durcissement dual, radio-opaque et liberant des fluorures, pour une application directe, dispousible en 3 teintes

Composite fluido y radiopaco de endurecimiento dual para la reconstrucción de muñones en sistema de aplicación directa, desprende fluoruros, disponible en tres colores

Technische Daten / Technical data / Propriétés Physiques / Propiedades Físicas

Dentinhaftung (Solobond Plus)	22 MPa	
Dentine adhesion (Solobond Plus)		
Adhésion à la dentine (Solobond Plus)		
Adhesión a la dentina (Solobond Plus)		
Biegefestigkeit	133 N/mm ²	ISO 4049
Transverse strength		
Résistance à la flexion		
Resistencia a la flexión		
Druckfestigkeit:	371 MPa	
Compressive strength		
Résistance à la compression		
Resistencia a la compresión		
Oberflächenhärte	79 Barcol-Härte	
Surface hardness	Barcol-hardness	
Dureté de la surface	dureté Barcol	
Dureza de la superficie	dureza-Barcol	
Wasseraufnahme	10,0 µg/mm ³	ISO 4049
water absorption		
absorption de l'eau		
absorción de agua		
Wasserlöslichkeit	< 0,1 µg/mm ³	ISO 4049
Water solubility		
Solubilité dans l'eau		
Solubilidad		
Tageslichtbeständigkeit	entsprechend	ISO 4049
Sensitivity to ambient light	acc. to	ISO 4049
Résistance à la lumière du jour	selon	ISO 4049
Resistencia a la luz del día	según	ISO 4049
Durchhärtetiefe (40 sec)	> 2 mm	ISO 4049
Depth of curing(40 sec)		
Profondeur de polymérisation(40 sec)		
Profundidad de polimerización(40 sec)		
Verarbeitungszeit:	ca. 3 Min.	ISO 4049
Working time:	approx. 3 Min.	ISO 4049
Temps de travail:	approx. 3 Min.	ISO 4049
Tiempo de trabajo:	aprox. 3 Min.	ISO 4049

Abbindezeit:	ca.	2 Min.	ISO 4049
Setting time:	approx.	2 Min.	ISO 4049
Temps de prise:	approx.	2 Min.	ISO 4049
Tiempo de fraguado:	aprox.	2 Min.	ISO 4049