



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PRALG'X

Ref. I: Ed 01

Fecha: 05.03.2014

(Ref. PR: P63614; 16/02/2000)

Pág. 1 de 4

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación de la sustancia o mezcla: PRALG'X

Uso de la sustancia o mezcla: Producto para uso dental profesional

Identificación de la sociedad o empresa:

Distribuidor: INIBSA DENTAL
Ctra. Sabadell-Granollers, km. 14.5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
España
Tel. + 34 93 860 95 00
Fax.+ 34 93 843 96 95
e-mail: msds@inibsa.com

Fabricante: PRODUCTOS DENTALES PIERRE ROLLAND
Z.I. du Phare – BP 216 – 33708 MERIGNAC
Cedex FRANCE
Tel. +33 (0)5 56.34.06.07

Teléfono de emergencia: + 34 93 860 95 00 (INIBSA DENTAL; Horario de atención de 07:00 a 18:00h)

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Especificación de peligro: Esta mezcla no clasifica como peligrosa para la salud ni el medio ambiente según la Directiva 1999/45/CE.

Peligros específicos para el hombre y el medio ambiente: No se han determinado peligros para la salud y el medio ambiente.

No hay efectos negativos sobre la salud. No existen riesgos fisicoquímicos particulares en condiciones normales de uso. No presenta riesgos para el medio ambiente, siempre y cuando se respeten las recomendaciones del apartado 13 relativas a la eliminación así como las prescripciones nacionales o locales que aplican.

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos:

Sustancia	%	Nº EC	Nº CAS	Directiva 1999/45/EC		Reglamento CE 1272/2008	
				Símbolo	Frases R	Símbolo	Indicaciones Peligro
Potasio fluorotitanio	1-3	240-969-9	16919-27-0	Xn	R22, R41, R43	GHS05, GHS07	H302, H317, H318

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Información general: En caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico.

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.

A recordar: una persona inconsciente debe estar colocada en posición lateral de seguridad.

Contacto cutáneo: Retirar inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada. Ésta no se reutilizará antes de ser descontaminada.

Aclarar con agua abundante y jabón durante 15 minutos. Si la irritación persiste o en caso de reacción de la piel visible, acudir a un médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Contacto ocular: Si fuera necesario, retirar las lentillas de contacto de la persona. Lavar inmediata y abundantemente con



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PRALG'X

Ref. I: Ed 01

Fecha: 05.03.2014

(Ref. PR: P63614; 16/02/2000)

Pág. 2 de 4

agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. No deje que el agua fluya hacia el ojo no afectado. Acudir al médico.

En caso de inhalación: Procurar aire fresco. Acudir al médico si persisten los síntomas.

En caso de ingestión: Provocar el vómito. Consultar un médico. Es posible administrar carbono activo mezclado con agua o aceite de vaselina. Si persisten los síntomas, acudir al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta)

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, polvo químico, espuma, CO₂

Medios de extinción NO adecuados: Agua a chorro

Equipo de protección especial en caso de incendio: Utilizar equipo autónomo de protección respiratoria y ropa protectora contra incendios.

Observaciones: El producto no es explosivo ni inflamable. No respirar el humo.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Tomar las medidas indicadas en los apartados 7 y 8.

Precauciones ambientales: Evitar verter el producto al alcantarillado público o cursos de agua.

Métodos de limpieza/ eliminación:

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo: arena, tierra de diatomeas. Recoger en recipiente con cierre para residuos debidamente etiquetado y disponer de acuerdo al apartado 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Manejar según las instrucciones de uso. Evitar la inhalación prolongada. Manipular en zonas bien ventiladas.

Almacenamiento: Conservar únicamente en el embalaje de origen, en un lugar seco y bien ventilado. Conservar el recipiente bien cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos y bebidas. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.

Usos específicos: Uso exclusivo profesional. Consultar el apartado 1 para el uso del producto.

8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite de exposición: No aplica

Protección respiratoria: No necesario en condiciones normales de uso.

Protección de los ojos / la cara: En condiciones de uso habituales, no es necesario. En caso de riesgo de salpicaduras, usar gafas de protección contra salpicaduras de productos químicos (lentes de policarbonato).

Protección cutánea: Utilizar guantes de protección (ej. nitrilo). Los guantes deben reemplazarse inmediatamente si aparecen signos de degradación.

Medidas generales de protección e higiene: Disponer de lavajos y/o punto de agua a proximidad. Asegurar una buena ventilación del local. No comer, ni beber ni fumar durante la utilización. Lavarse las manos después de cada utilización. Después de cada uso, lavar sistemáticamente los equipos de protección individual.

9.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ref. I: Ed 01

Fecha: 05.03.2014

(Ref. PR: P63614; 16/02/2000)

PRALG'X

Pág. 3 de 4

Información general:

Estado físico: Polvo
Color: Verde

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: La mezcla es estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas en el apartado 7 de la ficha de datos de seguridad.

Condiciones a evitar: No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información general: No hay datos disponibles de la mezcla. No obstante y de acuerdo con los conocimientos actuales del producto, éste no clasifica como peligroso para la salud.

Toxicidad aguda: (Datos referidos al Potasio fluorotitanio) ⁽¹⁾
DL50 oral (rata): 324mg/kg

Corrosión / irritación: (Datos referidos al Potasio fluorotitanio) ⁽¹⁾
Ligera irritación de la piel y grave irritación de los ojos (conejo)

Sensibilización: (Datos referidos al Potasio fluorotitanio) ⁽¹⁾
Puede provocar una reacción alérgica de la piel.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles de la mezcla. No obstante y de acuerdo con los conocimientos actuales del producto, éste no clasifica como peligroso para el medio ambiente.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Tipo residuo: Producto para uso dental profesional

Gestión: Disponer el producto de acuerdo con la legislación nacional y/o local vigente

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto No regulado de acuerdo con la normativa de transporte de mercancías peligrosas.

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono: el producto ni sus componentes no están sujetos al Reglamento CE 2037/2000 y en su elaboración no han intervenido materiales o sustancias que agoten la capa de ozono.

Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes: el producto ni sus componentes no están sujetos al Reglamento CE 850/2004 y en su elaboración no han intervenido materiales o sustancias consideradas contaminantes orgánicos persistentes.

Reglamento sobre exportación e importación de productos químicos peligrosos: Ni el producto ni sus componentes se encuentran enumerados en el Anexo I del Reglamento (CE) 304/03 y sus sucesivas modificaciones Reglamento (CE) 1213/03, Reglamento (CE) 775/04, Reglamento (CE) 777/06, Reglamento (CE) 1376/07, Reglamento (CE) 689/08, Reglamento (CE) 15/10, Reglamento (CE) 196/10, Reglamento (CE) 186/2011, Reglamento (CE) 214/2011, Reglamento 834/2011 y Reglamento 71/2012 sobre exportación e importación de productos químicos peligrosos.

Reglamento sobre desvío de sustancias para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicas: el producto ni sus componentes no están sujetos al Reglamento CE 273/04 - RCE 111/05, relativos al desvío de determinadas sustancias para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicas y sus normas de aplicación según RCE



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PRALG'X

Ref. I: Ed 01

Fecha: 05.03.2014

(Ref. PR: P63614; 16/02/2000)

Pág. 4 de 4

1277/05 al no estar catalogado ninguno de sus componentes en las diferentes categorías de dichos Reglamento.

Reglamento sobre material de defensa y tecnologías de doble uso: El producto ni sus componentes no están sujetos al Real Decreto 2061/08 y Reglamento (CE) 428/09 sobre Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.

16.- OTRAS INFORMACIONES.

Listado Frases R contempladas en los apartados 2 y 3:

H302 Nocivo en caso de ingestión

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H318 Provoca lesiones oculares graves

R22 Nocivo por ingestión

R41 Riesgo de lesiones oculares graves

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Modificaciones en relación a la versión anterior: No aplica

La clasificación de este preparado se ha ejecutado conforme a la Directiva 1999/45/CE y sus adaptaciones. También se ha tenido en cuenta la Directiva 2001/59/CE de sustancias peligrosas y sus adaptaciones, así como los diferentes reglamentos de transporte vigentes (ADR, IMDG y OACI).

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir el producto desde el punto de vista de la salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No representa una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la utilización correcta y responsable del producto.