

FICHA TÉCNICA

HIDRÓXIDO DE CALCIO MARCA: PROCLINIC		
REFERENCIAS	35213	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Advanced Healthcare Ltd Dirección: Units 2-4 Leavers Estate, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK Teléfono: +44 (0) 1892 870500 (Use for Emergency also)	
DESCRIPCIÓN	Compuesto de autofraguado, rígido, indicado para el recubrimiento pulpar y protector bajo los materiales restauradores, cementos, etc. Color dentina – Radiopaco.	
COMPOSICIÓN	13 g Base de pasta: diéster de salicilato de butanodiol, tungstato de calcio, fosfato de calcio tribásico. 11 g Pasta catalizadora: N-etiltolueno-2-sulfonamida, Hidróxido de calcio, Óxido de zinc.	
PRESENTACIÓN	2 tubos de pasta por envase.	
VIDA ÚTIL	La fecha de caducidad se muestra en formato de año, mes. No usar el producto después de esta fecha.	
FINALIDAD	Decapado pulpar directo e indirecto. Revestimiento protector bajo los materiales de relleno dentales, cementos y otros materiales de base.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en un lugar fresco y seco (5-25 °C). Es importante mantener los tubos sellados herméticamente cuando no se estén usando.	

FICHA TÉCNICA

CALCIUM HYDROXIDE BRAND: PROCLINIC		
REFERENCES	35213	
MANUFACTURER	Advanced Healthcare Ltd Dirección: Units 2-4 Leavers Estate, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK Teléfono: +44 (0) 1892 870500 (Use for Emergency also)	
DESCRIPTION	Rigid, self-setting compound, indicated for pulp and protective coating under restorative materials, cements, etc. Dentin Color – Radiopaque.	
COMPOSITION	13 g Base paste: Butanediol Salicylate diester, Calcium Tungstate, Calcium Phosphate tribasic. 11 g Catalyst paste: N-ethyltoluene-2-sulphonamide, Calcium hydroxide, Zinc oxide.	
PACKAGING	2 tubes of pasta per container.	
SHELF LIFE	The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.	
INTENDED USE	Direct and indirect pulp capping. Protective liner under dental filling materials, cements and other base materials.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool, dry place (5-25°C / 41-77°F). It is important to keep tubes tightly sealed when not in use.	