





Proprietà di NOSTRUM s.r.l. senza autorizzazione scritta della stessa il presente non potrà comunque essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. Società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge.

Proprietary rights reserved NOSTRUM this shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the component or unit here illustrated and may not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

Aspirasaliva / Saliva Ejectors



	NOSTRUM S.R.L. Via Provinciale 298 55041 Capezzano Pianore (LU) TEL. 0584 905191 FAX. 0584 905155 www.grupponostrum.it info@grupponostrum.it	Quote in Centimetri Non scalare il disegno		Titolo Title Cannule Aspirasaliva Lunghe Long Saliva Ejectors	
		Units in Centimeter Don't scale the drawing			
Materiale / Material Corpo/shape : PVC Anima in metallo / Metal soul : Ferro zigrinato, superficie Ramata / Knurled Iron, Ramata surface Capuccio/Hood : PE		Data Date 04/04/2017	Disegnato Designed by Sargentini Veronica	Foglio Sheet 1 di 1 A 4	Scala Scale 1:2 Scala PDF Scale PDF 4:1