

FICHA TÉCNICA

GUANTES LÁTEX SIN POLVO BLANCOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	55010: Tamaño L 55020: Tamaño M 55030: Tamaño S 55040: Tamaño XS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex sin polvo de color blanco, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco, y evitar el calor excesivo. Proteger de la humedad. Los envases abiertos deben mantenerse alejados de la luz solar o fluorescente directa.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC POWDER-FREE WHITE LATEX GLOVES		
REFERENCES	55010: Size L 55020: Size M 55030: Size S 55040: Size XS	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Powder free latex gloves. White. Non-sterile. Ambidextrous. For single use only.	
COMPOSITION	100% natural rubber.	
SPECIFICATIONS	Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years	
INTENDED USE	Gloves intended for use in the medical field to protect patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	The gloves are made of natural rubber latex that may cause allergic reactions in some people. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult the doctor.	
HANDLING AND STORAGE	Store in cool, dry place, avoid excessive heat. Protect from humidity. Opened box should be shielded from exposure to direct sun or fluorescent lighting.	
STANDARDS APPLIED	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	

SCHEDA TECNICA

GUANTI IN LATTICE PRIVI DI POLVERE PROCLINIC		
CODICI ARTICOLI	55010: taglia L 55020: taglia M 55030: taglia S 55040: taglia XS	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivi Medici Classe I. Classificati in base al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Guanti in lattice bianchi senza polvere. Non sterili. Ambidestro. Per uso singolo.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Lattice di gomma naturale al 100%.	
SPECIFICAZIONI	XS ≤ 80 mm S 80 ± 10 mm M 95 ± 10 mm L 110 ± 10 mm	
IMBALLAGGIO	100 unità	
VITA UTILE	5 anni	
DESTINAZIONE D'USO	Guanti destinati all'uso in campo medico per proteggere il paziente e l'utente dalla contaminazione incrociata. Destinato all'esecuzione di esami medici, procedure diagnostiche e terapeutiche, all'odontoiatria e alla manipolazione di materiale medico contaminato.	
INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA	I guanti sono fatti di lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche in alcune persone. Se si verificano reazioni allergiche, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.	
STOCCAGGIO	Conservare in luogo fresco e asciutto, ed evitare il calore eccessivo. Proteggere dall'umidità. Le confezioni aperte devono mantenersi lontani dalla luce solare o fluorescente diretta.	
STANDARD APPLICABILI	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374-1	