


FICHA TÉCNICA

ROLLOS DE ALGODÓN BESTDENT		
REFERENCIAS	78330: Nº 1 78331: Nº 2 78332: Nº 3	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Rollos de algodón blancos para uso dental	
COMPOSICIÓN	100% Algodón	
ESPECIFICACIONES	Nº 1: 8 x 3,8 mm Nº 2: 10 x 3,8 mm Nº 3: 12 x 3,8 mm	
ENVASES	300g/bolsa	
VIDA ÚTIL	3 años	
FINALIDAD PREVISTA	Los rollos de algodón se utilizan para detener el sangrado y mantener una higiene oral durante el tratamiento dental.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Algodón biocompatible para su aplicación dental.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
MSDS	No aplicable	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT COTTON ROLLS		
REFERENCES	78330: № 1 78331: № 2 78332: № 3	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Cotton rolls are made of highly absorbent cotton, pure white colour.	
COMPOSITION	100% Cotton	
SPECIFICACIONS	No. 1: 8 x 38 mm No. 2: 10 x 38 mm No. 3: 12 x 38 mm	
PACKAGING	300g/bag	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED USE	Cotton rolls are intended to stop the bleeding and maintain oral hygiene during dental treatment.	
SAFETY INFORMATION	Biocompatible cotton for medical use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture and excessive heat.	
MSDS	Not applicable	