



Allgemeines/ General

Bezeichnung: Diamant
Title: Diamond

Anwendungszweck: Medizinische Instrumente
Range of application: Medical instruments

Anwendbare Normen und Spezifikationen/ Applicable standards and specifications

Werkstoffreferenzen: **EN ISO 7711-3**
Material references: Zahnärztliche rotierende Instrumente - Diamantinstrumente - Teil 3: Korngrößen, Bezeichnung und Farbkennzeichnung
Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 3: Grit sizes, designation and colour code

FEPA- Standard
Die Korngrößen werden gemäß den Festlegungen der FEPA eingeteilt.
The grit sizes are classified according to FEPA

Chemische Zusammensetzung/ Chemical composition [%]

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N	V	W	Cu	Co	WC	carbide
	100														

Datum/ Date 09.08.18	Datum/ Date 09.08.18
Erstellt/ Prepared V. Hutz	Freigegeben/ Released [Signature]