

FICHA TÉCNICA



PUNTAS DE MEZCLA 5:1 PROCLINIC	
REFERENCIA	01242
FABRICANTE / RESPONSABLE	Kunshan NSJ Medical Equipment Co., Ltd. No. 558 Lidu Rd., Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China Tel : 02169781175 Fax: 02169781176 SRN: CN-MF-000030481
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.
DESCRIPCIÓN	Puntas de mezcla de color amarillo.
ESPECIFICACIONES	Color y ratio: Amarillo, 5:1 Longitud total: 54,80 mm Diámetro cabezal: 11,35 mm
COMPOSICIÓN	Polipropileno
EMBALAJE	Envase conteniendo 50 unidades
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.
FINALIDAD PREVISTA	Uso profesional dental. Se utiliza como puntas en tratamientos odontológicos para mezcladoras automáticas.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET



PROCLINIC MIXING TIPS 5:1	
REFERENCE	01242
MANUFACTURER	Kunshan NSJ Medical Equipment Co., Ltd. No. 558 Lidu Rd., Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China Tel : 02169781175 Fax: 02169781176 SRN: CN-MF-000030481
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.
DESCRIPTION	Yellow mixing tips.
SPECIFICATIONS	Color & Ratio: Yellow, 5:1 Total length: 54,80 mm Outlet Size: 11,35 mm
COMPOSITION	Polypropylene
PACKAGING	Package containing 50 pieces
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture
INTENDED USE	For professional dental use. For mixing various Regular/Heavy-body dental impression materials, direct hard relining materials, permanent soft A-silicone relining materials, bite registration materials.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.