

## FICHA TÉCNICA

<b>CLIP-CLAP</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	0856	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>LARIDENT SRL</b> Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa) 16030 Tribogna (Gemova) – Italia	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cedazo de acero inoxidable en pinza para la limpieza de fresas y pequeños objetos sin manipularlos.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	MEDIDAS: LARGO :cm 17 DIAMETRO INTERNO :cm 3,5 Filtro con calibre y apertura a presión. Es ideal para introducir fresas y pequeñas piezas en máquinas de esterilización.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable	
<b>PRESENTACIÓN</b>	1 unidad.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*