

FICHA TÉCNICA

CUBETAS DENTALES BESTDENT		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745. CE	
DESCRIPCIÓN	Cubetas preformadas cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ESPECIFICACIONES	Tienen una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal. Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada. Lisas y perforadas. Con reborde retentivo.	
ENVASE	1 unidad Kit de 10 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Realizar tomas de impresiones dentales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT IMPRESSION TRAYS		
REFERENCES	See annex 1	
MANUFACTURER	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745. CE	
DESCRIPTION	The impression trays are preformed trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
SPECIFICATIONS	Available in different models and sizes: full arch upper, full arch lower, ½ arch, ¼ arch. Available as solid and perforated trays.	
PACKAGING	1 piece Kit: 10 pieces	
INTENDED USE	To allow dental impressions	
SAFETY INFORMATION	For professional dental application only. Non sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	

ANNEX 1 / ANEXO 1

REF	Description / Descripción
80200BD	<i>Bestdent Impression Trays, 10 u. /</i> Cubetas juego 10 u. Bestdent
80201BD	<i>Bestdent Impression Trays U3 /</i> Cubeta U3 Bestdent
80202BD	<i>Bestdent Impression Trays L3 /</i> Cubeta L3 Bestdent
80217BD	<i>Bestdent Impression Trays U2 /</i> Cubeta U2 Bestdent
80218BD	<i>Bestdent Impression Trays L2 /</i> Cubeta L2 Bestdent
80219BD	<i>Bestdent Impression Trays U4 /</i> Cubeta U4 Bestdent
80223BD	<i>Bestdent Perforated Impression Trays 10 u. /</i> Cubetas Perforadas Est. Bestdent, 10 u.
80259BD	<i>Bestdent Impression Trays U1 /</i> Cubeta U1 Bestdent
80260BD	<i>Bestdent Impression Trays L1 /</i> Cubeta L1 Bestdent
80261BD	<i>Bestdent Impression Trays L4 /</i> Cubeta L4 Bestdent
80262BD	<i>Bestdent Impression Trays U5 /</i> Cubeta U5 Bestdent
80263BD	<i>Bestdent Impression Trays L5 /</i> Cubeta L5 Bestdent
80264BD	<i>Bestdent Perforated Trays with Swivel /</i> Cubetas Giratorias Perforadas Bestdent
80265BD	<i>Bestdent Partial Trays L+R /</i> Cubetas Parciales Dcha+Izda Bestdent
80266BD	<i>Bestdent Perforated Tray U1 /</i> Cubeta Perforada U1 Bestdent
80267BD	<i>Bestdent Perforated Tray L1 /</i> Cubeta Perforada L1 Bestdent
80268BD	<i>Bestdent Perforated Tray U2 /</i> Cubeta Perforada U2 Bestdent
80269BD	<i>Bestdent Perforated Tray L2 /</i> Cubeta Perforada L2 Bestdent



80270BD	<i>Bestdent Perforated Tray U3 /</i> Cubeta Perforada U3 Bestdent
80271BD	<i>Bestdent Perforated Tray L3 /</i> Cubeta Perforada L3 Bestdent
80272BD	<i>Bestdent Perforated Tray U4 /</i> Cubeta Perforada U4 Bestdent
80273BD	<i>Bestdent Perforated Tray L4 /</i> Cubeta Perforada L4 Bestdent
80274BD	<i>Bestdent Perforated Tray U5 /</i> Cubeta Perforada U5 Bestdent
80275BD	<i>Bestdent Perforated Tray L5 /</i> Cubeta Perforada L5 Bestdent