

Part 1	Target population
English	This product is applied to dentition-missing patients who need dental restoration or patients who need therapeutic restoration.
Spanish	Este producto está indicado para pacientes con pérdida de dentición que necesitan restauración dental o para pacientes que necesitan restauración terapéutica.

Part 2	Indications
English	PMMA BLOCK are particularly suitable for dental restorations produced by CAD/CAM milling technology. Indications for Use: - Anterior and posterior crowns; - Anterior and posterior bridges; - Permanent restorations for removable denture; - Implant surgical guide; - Removable structures for therapeutic restorations (night guards, bite splints or occlusal splints).
Spanish	PMMA BLOCK son particularmente adecuados para restauraciones dentales producidas mediante tecnología de fresado CAD/CAM. Indicaciones de uso: - Coronas anteriores y posteriores; - Puentes anteriores y posteriores; - Restauraciones permanentes para dentaduras removibles; - Guía quirúrgica para implantes; - Estructuras removibles para restauraciones terapéuticas (férulas de descarga, férulas de mordida o férulas oclusales).

Part 3	Technical Parameters		
English	Properties	Standard	Typical materials properties
	Flexural strength	≥80MPa	140Mpa
	Water absorption	≤32μg/mm ³	16.3μg/mm ³
	Solubility	≤1.6μg/mm ³	0.12μg/mm ³
	Residual methyl methacrylate monomer	≤2.2%	0.5%
Note: The typical data represents the test results from product sampling, and only reflects the performance metrics achieved by a specific batch of products under standard testing environments and conditions, without constituting a commitment or guarantee of the performance for all batches of products.			
Spanish	Propiedades	Estándar	Propiedades típicas de los materiales

	Resistencia a la flexión	$\geq 80\text{MPa}$	140Mpa
	Absorción de agua	$\leq 32\mu\text{g}/\text{mm}^3$	$16.3\mu\text{g}/\text{mm}^3$
	Solubilidad	$\leq 1.6\mu\text{g}/\text{mm}^3$	$0.12\mu\text{g}/\text{mm}^3$
	Monómero residual de metacrilato de metilo	$\leq 2.2\%$	0.5%
Nota: Los datos típicos representan los resultados de las pruebas de muestreo del producto y solo reflejan los parámetros de rendimiento logrados por un lote específico de productos en entornos y condiciones de prueba estándar, sin constituir un compromiso o garantía del rendimiento para todos los lotes de productos.			

Part 4	VI. Operating Procedures
	1. Procedure: add the first sentence (Product shade can be selected according to the shade guide.)
English	Product shade can be selected according to the shade guide.
Spanish	El tono del producto puede seleccionarse según la guía de tonos.

Part 5	Added Disposal
English	IX. Disposal Dispose in accordance with local regulations.
Spanish	IX. ELIMINACIÓN Eliminar de acuerdo con la normativa local