

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: CHROMALG'X FDS nº: P63617 del 16/02/2000
---	--

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PRODUCTO

CHROMALG'X

FABRICANTE

PRODUCTOS DENTALES PIERRE ROLLAND

Dirección

Z.I. du phare – BP 216 – 33708 MERIGNAC Cedex _
FRANCE

Teléfono

+ 33(0)5.56.34.06.07

Fax

+ 33(0)5.56.34.92.92

DISTIBUIDO EN ESPAÑA POR

SATELEC S.A.

Avenida Principal, 11H
Polígono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT

Teléfono

+ 34.93.715.33.66

Fax

+ 34.93.715.32.29

NUMERO DE EMERGENCIAS

+34.93.715.33.66

2. COMPOSICION – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PREPARACION

Sustancias peligrosas

Potasio fluorotitanio: 1-3% CAS nº: 16919-27-0
T R20/21 –25

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

PELIGROS PRINCIPALES

Efectos negativos sobre la salud

No hay efectos sobre la salud

Peligros físicos y químicos

No existen riesgos particulares en condiciones normales de uso

Efectos sobre el medio ambiente

No presenta riesgos para el medio ambiente, siempre cuando se respetan las recomendaciones del apartado 13 relativas a la eliminación así como las prescripciones nacionales o locales que se pueden aplicar

Riesgos específicos

Este producto no está clasificado como peligroso

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión

Provocar el vómito. Consultar un médico. Es posible administrar carbono activo mezclado con agua o aceite de vaselina

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente y abundantemente con agua y jabón

Contacto con los ojos

Aclarar con agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos

5. MEDIOS PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS

Métodos de extinción

- apropiados

Todos los medios de extinción se pueden usar.

- desaconsejados

Ninguno conocido.

Métodos particulares de intervención

Usar los métodos apropiados para apagar los fuegos alrededor.

Peligros específicos

No es explosivo o inflamable. No respirar el humo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales

- precauciones elementales

Llevar guantes y gafas de protección

- medidas de precauciones

Ver sección 8

Precauciones para la protección del medio ambiente

No tirar en los ríos o desagües. Contener las fugas con tierra o arena

Métodos de limpieza

- recuperación

En caso de derramamiento, recoger con productos adecuados y conservar el producto para su eliminación posterior.

- eliminación

Eliminar los residuos en centro autorizado

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: CHROMALG'X FDS nº: P63617 del 16/02/2000
---	--

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE

MANIPULACION

Medidas técnicas

Alejar del alcance de los niños

Precauciones

No tragar. Evitar la inhalación prolongada.

Consejos de uso

Respetar las condiciones de uso

ALMACENAJE

Medidas técnicas

En locales bien ventilados.

Condiciones de almacenamiento

Conservar el recipiente bien cerrado entre cada uso.

Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C

Conservar el producto en su embalaje de origen

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTROL DE LA EXPOSICION

Medidas técnicas

No hay medidas particulares siempre cuando se respetan las reglas de seguridad e higiene industriales. Ventilar correctamente los locales donde el producto esta almacenado y manipulado.

Equipamiento de protección individual

- Protección de las manos

Llevar guantes

- Protección de los ojos

Gafas de protección

- Protección de la piel y de cuerpo

Uniforme de seguridad

Medidas de seguridad de urgencia

Ducha de seguridad – Fuente ocular

Medidas de higiene

No comer, beber o fumar durante el uso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO

Estado físico

Polvo

Color

Azul

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Estable en condiciones normales de uso

Reacciones peligrosas

- Condiciones a evitar

Ninguna conocida

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Ningún efecto nefasto sobre la salud ha sido descrito.

El producto no ha mostrado efectos citotóxicos sobre la línea celular L929

- Ingestión

Una exposición importante a componentes con flúor puede provocar quemaduras del tubo digestivo.

Inhalación

Puede provocar una irritación del sistema respiratorio.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

ECOTOXICIDAD

No verter en los ríos, desagües y naturaleza.

13. MEDIDAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

RESIDUOS DE LOS PRODUCTOS

Prohibiciones

Prohibido tirar en los ríos. No eliminar en los escombros

Destrucción / eliminación

Conforme con las normativas, legislaciones y decretos en vigor. Eliminar este producto como si fuera peligroso

EMBALAJES SUCIOS

Prohibiciones

No quemar o agujerear el embalaje después de uso

Destrucción / eliminación

Eliminar este producto como si fuera un embalaje peligroso

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: CHROMALG'X FDS n°: P63617 del 16/02/2000
---	--

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

NORMAS INTERNACIONALES

No hay reglamentación específica

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

REGLAMENTO COMUNITARIO

Normas de etiquetas

Etiquetas obligatorias para productos peligrosos (auto clasificación): No sujeto

16. OTRAS INFORMACIONES

Tipo de uso

- recomendados

ADVERTENCIA: Producto para uso dental profesional.

Esta ficha completa las notas técnicas de uso pero no las reemplaza. Las informaciones que contiene están basadas en los conocimientos actuales sobre el producto, en la fecha de puesta al día. Están dados de buena fe.

Advertencia: el uso de un producto a fines diferentes de los previstos puede implicar riesgos.

El usuario debe conocer el producto y tener en cuenta el conjunto de los textos relacionados con la actividad de este.

El conjunto de las prescripciones reglamentarias mencionadas tiene por finalidad ayudar al usuario a cumplir con sus obligaciones mientras esta usando un producto peligroso.

Esta enumeración no se debe considerar como exhaustiva. No exonera el usuario de asegurarse que no tiene más obligaciones en razón de textos existentes no citados y que regulan la posesión y el uso del producto, por las cuales es el único responsable.

Fin del documento – contiene 3 páginas.