


KIT DENTAIRE 3 INSTRUMENTS
EXAMINATION KIT WITH 3 TOOLS

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Kit d'examen à usage unique. Miroir en verre véritable, sans déformation. Instruments livrés avec une protection plastique sur la sonde et la précelle. <i>/ Single Use Examination Kit. Ergonomic handles. Genuine glass mirror, without deformation. Supplied with a protective plastic cap on explorer and tweezer.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical / <i>Medical device</i> : OUI / YES Classe I stérile / <i>Steril class I</i> MDD 93/42/CEE
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Instruments à double fonction en polypropylène / <i>Dual function instruments in polypropylene.</i> Miroir en verre / <i>Glass mirror</i> Pince en acier inoxydable / <i>Stainless steel pliers</i> - Miroir / Spatule - <i>Mirror / Spatula</i> - Sonde n°6 / Brunissoir - <i>Explorer n°6 / Burnisher</i> - Précelle / Spatule - <i>Tweezer / Spatula</i>


INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE



REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
L13002	Kit 3 instruments /3 instruments kit	Boite de 10 kits – carton de 20 boites /10 kits per boxe – 20 boxes per carton
L13002E	Kit 3 instruments E /3 instruments kit E	Carton de 500 kits / 500 kits per carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XXX numéro organisme notifié / <i>CE certification xxx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Limite de température / <i>Temperature limit</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>		Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Représentant européen / <i>European Representative</i>		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
 / The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
 / Store in a clean, dry place, away from light.

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *product sterilized with ethylene oxyde*.

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR / IMPORTER DISTRIBUTOR
MEDISTOCK