

ELSOTEMP

Ciment d'obturation provisoire fluoré

Points forts

- Souple avant la prise pour une application parfaite du ciment dans toutes les parties de la cavité.
- Prise rapide et haute dureté finale : reprise d'une fonction masticatoire normale en un temps très court.
- Formule unique contenant de la résine pour éviter une expansion non contrôlée lors de la prise du ciment. Aucun risque de fractures de parois dentaires. De plus, Elsotemp ne se détache pas (il peut rester en bouche plus d'un mois si besoin).
- Sans eugénol : pas d'interférence dans la prise des résines ou des composites.
- Contient du fluor : action bactériostatique.
- Très étanche.
- PH neutre : pas d'agression pulpaire.
- S'élimine aux ultra-sons.



Consistance

- Gris : souple.
- Blanc : normal.
- Rose : dur.

Références & Présentations

TPS-B	Boîte de 3 seringues de 28g blanc.
TPS-R	Boîte de 3 seringues de 28g rose.
TPP-B	Boîte de 6 pots de 28g blanc.
TPP-G	Boîte de 6 pots de 28g gris.
TPP-R	Boîte de 6 pots de 28g rose.