

FICHA TÉCNICA

VISERAS DE PROTECCIÓN Y MONTURA DE SOPORTE PROCLINIC		
REFERENCIAS	49958: Viseras + Soporte 49959: Viseras	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Visera de protección, con soporte autoclavable. Cubre nariz, ojos y boca.	
COMPOSICIÓN	Visera protectora: película de Lexan 8010 en Policarbonato. Posee una doble capa protectora. Soporte: Poliamida 6 con fibra de vidrio. Autoclavable hasta 121°C	
ENVASE	Envase con 1 soporte y 12 viseras protectoras. Envase con 12 viseras protectoras.	
VIDA ÚTIL	No aplicable	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de la cara contra la salpicadura de líquidos.	
INSTRUCCIONES DE USO	1. Retire la película protectora de ambos lados. 2. El visor debe colocarse por el lado exterior de la montura, con la abertura nasal hacia abajo. 3. Insertar la visera en las dos aletas laterales de la montura, ajustándola cerca del agujero. 4. La visera está lista. Lavar con jabón neutro.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC VISOR PROTECTION AND FRAME		
REFERENCES	49958: Visors + Frame 49959: Visors	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Visor and autoclavable frame for protection that covers nose, eyes and mouth.	
COMPOSITION	Protective visor: Lexan 8010 Film in Polycarbonate. The protective visor has a double protective coating. Frame: Polyamide 6 with glass fibers. Autoclavable up to 121°C	
PACKAGING	Packing in carton box: 1 frame and 12 protective visors. Packing in carton box: 12 protective visors.	
SHELF LIFE	Not applicable	
INTENDED USE	Face shield against splashing liquid.	
INSTRUCTIONS FOR USE	1. Remove the protective film from both sides; 2. The shield must be positioned outside of the frame, with the nasal opening down; 3. Insert the shield in the two side wings of the frame, and fit it; 4. The visor is ready. Clean with neutral soap.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	