

SEAL TEMP & SEAL TEMP S

Ciments provisoires à base de résine

Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA



INDICATIONS

SEAL TEMP - force de rétention élevée

- Couronnes provisoires de faible hauteur sur dents naturelles.
- Bridges temporaires de longue durée.
- Ciment définitif pour les couronnes définitives sur implant.

SEAL TEMP S - force de rétention classique

- Rétention classique pour des couronnes et bridges provisoires de hauteur normale, sur dents naturelles et sur implants.
- Ciment semi-définitif sur implant (déposable).
- Scellement provisoire des facettes définitives.

SEAL TEMP

REFERENCES & PRESENTATION

ST-25	2 x 12,5g syringes (base + catalyst).
STD-16	2 x 5ml dual syringes + 20 mixing tips.
STD-8	1 x 5ml dual syringe + 10 mixing tips.
EM-100	100 Brown mixing tips.

MD : Class IIa certified by Tüv Rheinland (0197), excl. tips, Class 1.

AVANTAGES

Cicatrisation parodontale

- Joint marginal très lisse, sans aspérités qui autorise une cicatrisation parodontale rapide et complète après taille (maximum 2 à 3 jours).
- Après ce laps de temps, n'importe quel acte peut être effectué sans avoir à se soucier de problème d'hémostase dû à une gencive œdémateuse et hémorragique.
- S'utilise aussi sur dents vivantes.

Gain de temps

- Adhèrent de façon permanente à l'intrados des couronnes provisoires. Les dents préparées restent toujours parfaitement propres.

Avant de remettre en place la couronne provisoire

- Pour le Seal Temp : on ajoute simplement une nouvelle couche de ciment frais dans l'intrados, sans avoir à éliminer d'abord l'ancienne couche. Si une petite sur-occlusion apparaît, il suffit de retoucher l'extrados de la provisoire une fois en place.
- Pour le Seal Temp S : on arrache d'un coup sec l'ancienne couche de l'intrados, avec des précelles.

Teinte esthétique



SEAL TEMP S

REFERENCES & PRESENTATION

STS-25	2 x 12,5g syringes (base + catalyst).
STDS-16	2 x 5ml dual syringes + 20 mixing tips.
STDS-8	1 x 5ml dual syringe + 10 mixing tips.
EM-100	100 Brown mixing tips.