

PHOENIX

Résine pour bridges & couronnes provisoires

Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA

AVANTAGES


- Remarquable résistance à la flexion > 100 MPa.
- Couche d'inhibition de l'oxygène a minima : pratiquement aucune sensation "collante".
- Excellent esthétisme.
- Mise en œuvre facile et rapide.

INDICATIONS

- Réalisation de couronnes provisoires unitaires ou de petits bridges à partir d'une pré-empreinte (en méthode indirecte).



Résistance à la flexion*



* Tests effectués par G-Pharma. Résistance à la flexion : Tests effectués selon la norme ISO4049 : à l'aide d'un banc de test Zwick.

REFERENCES & PRESENTATIONS

PH-50-A1	Cartouche de 50ml A1 + 10 embouts mélangeurs.
PH-50-A2	Cartouche de 50ml A2 + 10 embouts mélangeurs.
PH-50-A3	Cartouche de 50ml A3 + 10 embouts mélangeurs.
EB-100	100 embouts mélangeurs, bague bleue.

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197).