

ELSODENT

PHOENIX MD

Résine pour bridges & couronnes provisoires

Sans HEMA,TEGDMA¹

Points forts

Parfaite thixotropie :
ne coule pas, pour élaborer aussi des couronnes provisoires en bouche.

Rebasable sur elle-même pendant 1 à 3 jours maximum.

Temps de prise de 2min 45s.

Grande résistance à la flexion et légère élasticité.

Couche d'inhibition de l'oxygène à minima.



Indications

- Réalisation de couronnes provisoires et de bridges provisoires de moyenne à longue portée à partir d'une pré-empreinte (méthode indirecte). Le produit étant assez dense, il est préférable d'injecter un peu de résine dans le sulcus des préparations avant de remettre la pré-empreinte chargée en bouche.
- Réalisation de couronnes provisoires, sur la dent préparée, en bouche (méthode directe). Avec cette résine, une couronne temporaire peut être élaborée en 3 min maximum.

Références & Présentations

PHMD-50-A1	Cartouche de 50ml A1 + 10 embouts mélangeurs.
PHMD-50-A2	Cartouche de 50ml A2 + 10 embouts mélangeurs.
PHMD-50-A3	Cartouche de 50ml A3 + 10 embouts mélangeurs.
EJ-100	100 embouts mélangeurs jaunes.

Dispositif médical de classe IIa certifié par TÜV Rheinland (0197).

¹Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA.