

PYXEL numérique

Utilisé dans la prise d'empreinte numérique pour la fabrication d'inlay-cores.
Pour des résultats de scannage époustouffants.

- PYXEL numérique existe en deux types de corps de scannage différents, qui se distinguent par le revêtement :

- Corps de scannage SILIVER : ce revêtement permet un enregistrement rapide et de grande qualité.



- Corps de scannage GOLD : le revêtement Gold accélère la vitesse d'empreinte, quasi instantanée.



- PYXEL numérique propose deux formes de corps de scannage :

Corps de scannage cylindro-conique



GOLD	SILIVER	DESCRIPTION	Post & Systems correspondants
PN3-D120-155-GF	PN3-D120-155-SF	ø 1,20mm, L 15,50mm	Cylindro-conical 1.2 white short
PN3-D120L-174-GP	PN3-D120L-174-SP	ø 1,20mm, L 17,40mm	Cylindro-conical 1.2 white long
PN3-D130-155-GF	PN3-D130-155-SF	ø 1,30mm, L 15,50mm	Cylindro-conical 1.3 yellow short
PN3-D130L-174-GP	PN3-D130L-174-SP	ø 1,30mm, L 17,40mm	Cylindro-conical 1.3 yellow long
PN3-D140-175-GF	PN3-D140-175-SF	ø 1,40mm, L 17,50mm	Cylindro-conical 1.4 red short
PN3-D140L-194-GP	PN3-D140L-194-SP	ø 1,40mm, L 19,40mm	Cylindro-conical 1.4 red long
PN3-D150-195-GP	PN3-D150-195-SP	ø 1,50mm, L 19,50mm	Cylindro-conical 1.5 blue
PN3-D160-215-GP	PN3-D160-215-SP	ø 1,60mm, L 21,50mm	Cylindro-conical 1.6 green
PN3-D170-235-GP	PN3-D170-235-SP	ø 1,70mm, L 23,50mm	Cylindro-conical 1.7 black

Pour distinguer les PYXEL numérique Courts des PYXEL numérique Longs :

- Les PYXEL numérique courts ont une surface de la tête plate



- Les PYXEL numérique longs ont une surface de la tête pyramidale



PYXEL numérique


Page 2 of 2

Corps de scannage conique



GOLD	SILVER	DESCRIPTION	Post & Systems correspond
PN3-L9-15C-GP	PN3-L9-15C-SP	Ø 1,50mm, L 15mm	Conical Yellow 1.5
PN3-L11-17C-GP	PN3-L11-17C-SP	Ø 1,70mm, L 17mm	Conical Orange 1.7
PN3-L12-18C-GP	PN3-L12-18C-SP	Ø 1,80mm, L 18mm	Conical Green 1.8
PN3-L13-19C-GP	PN3-L13-19C-SP	Ø 1,80mm, L 19mm	Conical Red 1.8
PN3-L14-20C-GP	PN3-L14-20C-SP	Ø 2,00mm, L 20mm	Conical Blue 2.0
PN3-L16-22C-GP	PN3-L16-22C-SP	Ø 2,20mm, L 22mm	Conical Purple 2.2

- Tous les PYXEL numérique présentent un trait de profondeur :




Avant l'insertion du PYXEL numérique, l'utilisation d'un foret est nécessaire pour créer le logement canalaire.

Les Forets FSB Innovation sont dotés de traits de profondeur pour indiquer aux praticiens la profondeur à forer :



Après forage, le PYXEL numérique viendra se positionner jusqu'au trait de profondeur.



- Des coffrets GOLD et SILVER sont disponibles en forme cylindro-coniques

