



## FICHE TECHNIQUE GANTS D'EXAMEN VINYL LEGEREMENT POWDRE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Gants d'examen légèrement poudrés VINYL produits à partir de polychlorure de vinyle.  
Poudrés avec amidon de maïs, absence de silicate de magnésium  
Ambidextres, non stériles avec manchette à bord roulé.  
Dispositifs médicaux de classe I. respectant les normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3

Durée de vie : 5 ans après la fabrication dans des conditions de stockage correctes.

### PROPRIETES PHYSIQUES

	Avant Vieillessement	Après Vieillessement
Force à la rupture (N)	Min 3.6	Min 3.6

### DIMENSIONS

Référence	Taille	Poids du gant (g)	Largeur de la paume de la main (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)		
					Doigt	Paume de la main	Poignet
A1019	XS	3,5 ± 0.2	80 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1020	S	4,0 ± 0.2	85 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1021	M	4,5 ± 0.2	95 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1022	L	5,0 ± 0.2	105 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08
A1023	XL	5,5 ± 0.2	115 ± 5	240 ± 5	0,08	0,08	0,08

### COULEUR

Blanc

### CONDITIONNEMENT

100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton.

### PHOTO



Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France  
Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45

[www.medistock.fr](http://www.medistock.fr)