

**FICHE TECHNIQUE
COIFFE A NOUER****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Coiffe en polypropylène non tissé de couleur bleue avec liens.
Non stérile et à usage unique.
Taille unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DENSITE : 10 g/m2

UTILISATION

Protection de la tête en milieu médical, hôtellerie et industrie.

DESCRIPTION ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
69SC25	Carton de 10 sachets

PHOTO



TECHNICAL SPECIFICATIONS NURSE CAP WITH TIES

PRODUCT DESCRIPTION

Blue Nurse cap with ties, made of non woven Polypropylen
Non sterile and single use
One size

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DENSITY : 10 g/m²

USE

Head Protection for personnel in Medicare, Hotel and Industry

DESCRIPTION ET PACKAGING

Reference	Packaging
69SC25	Carton of 10 bags

PHOTO

