



FICHE TECHNIQUE

GANTS D'EXAMEN LATEX AVEC ALOE VERA SANS POUDRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les gants d'examen à usage unique sans poudre, verts, avec aloé vera sont produits à partir de latex naturel. Ils sont ambidextres et texturés. Les poignets sont roulés. Ils respectent les normes ASTM D3578 et EN 455. Dispositifs médicaux non stériles de classe I.

PROPRIETES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES

	Avant essais de vieillissement	Après essais de vieillissement
	ASTM D3578	ASTM D3578
Résistance à la traction (MPa)	Min. 21	Min. 18
Elongation (%)	Min. 750	Min. 650
Force à la rupture (N)	≥ 9.0	≥ 6.0

Taux de protéines : Max. 50 µg/dm²

Taux de poudre : Max. 2 mg/gant

EPAISSEUR

Point de mesure de l'épaisseur	Mur simple (mm)	Mur simple (mil)
Doigt (à 13.3 mm de l'extrémité)	0.17 ± 0.03	6.7 ± 1.2
Paume (au centre de la paume)	0.14 ± 0.02	5.5 ± 0.8
Poignet (à 25 mm de l'extrémité du poignet)	0.10 ± 0.02	3.9 ± 0.8

TAILLES DISPONIBLES, DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Taille	Dénomination	Référence	Largeur de la paume de la main (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
XS	Extra small	A1901	77 ± 3	240 ± 5	100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton.
S	Small	A1902	84 ± 3	240 ± 5	
M	Medium	A1903	94 ± 3	240 ± 5	
L	Large	A1904	103 ± 4	240 ± 5	
XL	Extra Large	A1905	115 ± 4	240 ± 5	

PHOTO

