

La porte ouverte à la simplification



Essentia®
Teinte Universal
de GC

1 teinte, 3 viscosités
pour toutes les restaurations
postérieures

GC


Essentia[®] teinte Universelle de GC

1 teinte, 3 viscosités pour toutes

Essentia de GC a marqué un changement de paradigme en dentisterie restauratrice **direct grâce à** son nouveau concept esthétique **en** seulement sept teintes, ouvrant ainsi la porte à une vraie simplification dans ce domaine.

Avec la teinte Essentia Universal, GC ouvre grand les portes de la simplification. La teinte Essentia Universal est la solution ultime pour les restaurations postérieures : une teinte qui se fond dans son environnement, désormais disponible en 3 viscosités. Choisissez une viscosité fluide, injectable ou en pâte selon le cas. Des restaurations cervicales à occlusales, toutes les versions sont suffisamment résistantes, **sans limite de classe ou de cavité.**

Résistance à la flexion & test d'usure (3 points) des 3 viscosités de la teinte Essentia Universal (Source : GCC R&D data)



Grâce à un traitement exclusif des charges et à l'utilisation de particules ultra-fines, les propriétés physiques de Essentia HiFlo & Essentia LoFlo sont encore plus élevées que celles de l'Essentia Universal, confirmant que les trois viscosités peuvent être utilisées en toute sécurité pour toutes les indications.




Préparation d'une petite cavité de classe I



Restauration avec Essentia HiFlo Universal



Vue post-opératoire montrant une adaptation parfaite à la dent naturelle



les restaurations postérieures



Air abrasion d'une lésion non carieuse



Restauration avec
Essentia LoFlo Universal



Vue post-opératoire après polissage



Essentia HiFlo est un composite fluide avec une **grande mouillabilité**, parfait pour une adaptation facile aux préparations et qui s'écoule dans des cavités étroites. Il offre de grandes propriétés de manipulation avec une résistance supérieure et une radioopacité élevée de plus de 300% facilitant le diagnostic de caries secondaires



Essentia LoFlo est un composite injectable de **faible fluidité**, optimal lorsqu'un matériau thixotrope est nécessaire – par exemple pour les restaurations cervicales. Il promet une usure minimale, garantie des restaurations durables même sur la surface occlusale.



Essentia est un composite en pâte proposant un concept de 7 teintes simplifié. **Avec sa consistance condensable**, la teinte Universal se fond dans son environnement : parfaite pour les restaurations postérieures mono teinte.



Une approche directe a été choisie dans ce défi post-endodontique



Stratification avec **everX Posterior** comme substitut dentinaire, recouvert d'**Essentia Universal**



Le rappel à six mois montre une bonne intégration avec les tissus dentaires environnant.

Essentia® teinte Universelle de GC

1 teinte, 3 options pour toutes les indications postérieures



Essentia HiFlo
Composite universel
photopolymérisable fluide



Essentia LoFlo
Composite universel
photopolymérisable injectable



Essentia
Composite universel
photopolymérisable condensable

- 900739 Essentia HiFlo Seringue, U (1 x 2mL)
- 900741 Essentia LoFlo Seringue, U (1 x 2mL)
- 900970 Essentia Seringue, U (1 x 2mL)
- 900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16mL)

Découvrez également G-Premio BOND

L'adhésif universel sans compromis

- 009030 G-Premio BOND Kit 5mL
- 009036 G-Premio BOND recharge,
flacon de 5mL
- 009034 G-Premio BOND unidoses,
50 pièces (0.1mL)



Essentia, indications : composites de restauration radioopaques photopolymérisables universels pour toutes les restaurations esthétiques. Classe IIa
Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans
le mode d'emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. + 41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

