


NÉGATOSCOPES AF LED

Série de négatoscopes d'une épaisseur de 26 mm et fabriqué dans le cadre d'aluminium. Source de lumière LED pour une meilleure luminiscence. Faible consommation et faible réchauffement.

Trois formats disponibles:

- AF 400 LED: Version portable avec socle pour bureau (optionel).
- AF 300 LED: Version pour mur.
- AF 200 d/c LED: Version pour mur.



Socle de bureau AF 400 LED
Code AF-A



Accessoire socle de bureau en acier inoxydable pour AF 400 LED

AF 400 LED

Caractéristiques techniques (Code AF400LED)	
Source lumineuse	LED 8 W
Illuminance	Lux 9950 cd/m ²
Température de couleur	6000 °K
Vie utile	50.000 heures
Surface éclairée	295 x 210 mm
Dimensions	365 x 280 x 25 mm
Alimentation électrique	110/240 V - 50/60 Hz
Matériel du cadre	Aluminium
Température recommandée	entre 10 et 40 °C

AF 300 LED

Caractéristiques techniques (Code AF300LED)	
Source lumineuse	LED 14 W
Illuminance	Lux 6300 cd/m ²
Température de couleur	6000 °K
Vie utile	50.000 heures
Surface éclairée	350 x 420 mm
Dimensions	420 x 490 x 25 mm
Alimentation électrique	110/240 V - 50/60 Hz
Matériel du cadre	Aluminium
Température recommandée	entre 10 et 40 °C

AF 200 d/c LED

Caractéristiques techniques (Code AF200d/cLED)	
Source lumineuse	LED 32 W
Illuminance	Lux 7800 cd/m ²
Température de couleur	6000 °K
Vie utile	50.000 heures
Surface éclairée	420 x 750 mm
Dimensions	490 x 820 x 25 mm
Alimentation électrique	110/240 V - 50/60 Hz
Matériel du cadre	Aluminium
Température recommandée	entre 10 et 40 °C



Vue frontale et de profil extra-plat
Modèle AF 400 LED

