

Matériaux d'empreinte vinyl polysiloxane

Points forts

- Spécialement développé pour être un des matériaux les plus précis et hydrocompatibles de sa catégorie.
- Excellente thixotropie : reste en place, notamment dans le sulcus, sans couler, pour une empreinte précise. Se re-fluidifie sous l'action du Putty.
- Donne à l'empreinte un aspect mat pour une lecture rapide et précise et donc une correction immédiate de l'empreinte si nécessaire.
- Grande résistance au déchirement.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Excellent recouvrement après déformation.



Indications

- Disponibles dans les viscosités et temps de prise suivants :
 - Basse viscosité, prise normale (vert).
 - Basse viscosité, prise rapide (orange) pour l'empreinte en 2 temps («Wash Technique»).
 - Viscosité médium, prise normale (violet). Idéale pour l'empreinte en 1 temps (double mélange).
 - Putty soft, prise normale (jaune).
 - Putty soft, prise rapide (bleu).

Références & Présentations

HPN-600	Putty soft, prise normale, base 300ml + catalyse 300ml.
HPF-600	Putty soft, prise rapide, base 300ml + catalyse 300ml.
HM-40	Matériau d'impression moyenne viscosité, 4 x 10ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux fins*. À utiliser uniquement avec le pistolet distributeur GUN-10.
HM-100	Matériau d'impression moyenne viscosité, 2 x 50ml + 10 embouts mélangeurs.
HM-200	Matériau d'impression moyenne viscosité, 4 x 50ml.
HLN-40	Matériau d'impression basse viscosité, prise normale, 4 x 50ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux fins.* À utiliser uniquement avec le pistolet distributeur GUN-10.
HLN-100	Matériau d'impression basse viscosité, prise normale, 2 x 50ml + 10 embouts mélangeurs.
HLN-200	Matériau d'impression basse viscosité, prise normale, 4 x 50ml.
HLF-40	Matériau d'impression basse viscosité, prise normale, 4 x 50ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux fins. À utiliser uniquement avec le pistolet distributeur GUN-10.
HLF-100	Matériau d'impression basse viscosité, prise rapide, 2 x 50ml, + 10 embouts mélangeurs.
HLF-200	Matériau d'impression basse viscosité, prise rapide, 4 x 50ml.
EJ-100	100 embouts mélangeurs jaunes.
IJ-100	100 embouts intra-oraux jaunes.

Dispositif médical de classe I.