

HI-SEAL

Fond de cavité photo-polymérisable

Sans TEGDMA



Points forts

- Utilisable sous tous les matériaux de reconstitution.
- Libération d'ions calcium, phosphate et fluor. Les ions calcium et phosphate stimulent la formation de dentine secondaire et les ions fluor possèdent une action bactériostatique.
- Excellente résistance à la compression après photo-polymérisation.
- Pratiquement insoluble dans l'eau et dans les fluides intra-buccaux.
- Mise en place facile avec la seringue et son applicateur jetable.
- Remarquable radio-opacité.

Note pratique

- Adhère chimiquement aux composites et aux résines et mécaniquement à la dentine.

EMBOUTS



Références & Présentations

HS-6	4 seringues de 1,2ml (minimum 2g) + 10 embouts aiguilles.
IR-100	100 embouts aiguilles roses. Gauge 18.

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197).