

ELSOCORD

Fil de rétractation tricoté, non imprégné



Points forts

- 100% coton, tricoté avec une trame autobloquante : le fil ne sort pas du sulcus lors de la mise en place.
- Permet d'absorber et de transporter un maximum d'agent hémostatique.
- La structure en chaîne du fil est conçue pour déplacer les tissus en les compressant lors des préparations coronaires.
- Les tailles de fil, ainsi que les flacons sont codés par couleur pour une différenciation facile et une meilleure ergonomie.

Caractéristiques

- **Taille 000 :**
 - Collage ou préparation des facettes, quand le sulcus est très étroit et fin.
- **Taille 00 :**
 - Collage ou préparation des facettes, quand le sulcus est étroit et fin.
 - Techniques d'empreinte avec double fil. Le 00 est alors inséré en premier au fond du sulcus.
- **Taille 0 :**
 - Sulcus peu profond.
 - Gencive fine.
 - Empreintes des incisives mandibulaires.
- **Taille 1 :**
 - Gencive épaisse et sulcus profond.
 - Empreintes des autres secteurs dentaires.

Références & Présentations

C-000	Taille 000	Facon de 260cm de fil.
C-00	Taille 00	
C-0	Taille 0	
C-1	Taille 1	

Dispositif médical de classe I.