


DUROC

**Résine pour la solidarisation des transferts d'implants
en bouche et pour l'enregistrement de l'occlusion**
Sans HEMA, TEGDMA, Bis GMA



EMBOUTS



Points forts

- Haute dureté finale.
- Remarquable résistance à la flexion.
- Pas de compression avant la prise.
- Excellente thixotropie : ne coule pas entre les dents.
- Rétraction linéaire négligeable.
- Brûle sans résidus.
- Exothermie contrôlée.
- Prise rapide : ~ 40 secondes.
- Visualisation parfaite : couleur bleue pour un contraste important avec les dents.
- Élimination facile des excès au laboratoire.

Indications

- En implantologie, pour solidariser les transferts d'implants en bouche avant la prise d'empreinte.
- Enregistrement de l'occlusion.

Autres indications

- Solidarisation parfaite et rapide des deux parties d'une infrastructure de bridge quand elle a été sectionnée en cas de « bascule », et repositionnée en bouche.
- Elaboration des clés d'occlusion.

Références & Présentations

DU-50	50ml + 10 embouts mélangeurs.
EJ-100	100 embouts mélangeurs jaunes.

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197).