

NOTRE DAM

Digue liquide photo-polymérisable multi-indications
Sans HEMA, TEGDMA, Bis GMA

Points forts

Excellente thixotropie pour une mise en place aisée.

Exothermie à minima pour ne pas aggraver les muqueuses.



Universelle : indications multiples.

Couleur bleue pour un meilleur contraste.

Indications

- **Blanchiment**
 - Protection gingivale lors des séances de blanchiment au fauteuil.
- **Endodontie**
 - Compléter l'étanchéité de la digue, au niveau du collet des dents, lors de sa pose.
 - Reconstruction temporaire des parois dentinaires manquantes pour maintenir l'irrigant en place.
- **Prothèse**
 - Comblement des contre-dépouilles, avant empreinte, en cas de récessions gingivales.
- **Dentisterie esthétique et restauratrice**
 - Maintien des films de Téflon® (isolant) en place lors du scellement de facettes ou de restaurations proximales intéressants le point de contact.

Références & Présentations

ND- 4 2 seringues de 1,2ml + 10 embouts jetables. Teinte bleue.

LTL 100 embouts aiguilles noirs. Gauge 20.

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197).