

RESTAURATIONS



Résistance
à la compression
400 MPa

61 % Obturation
volumétrique

59,3 % Opacité

2,05 %
Retrait
volumétrique

LA RESTAURATION SIMPLE ET DURABLE

Obturation rapide,
très faible contraction de prise,
maximum de précision



Précision esthétique de **2 en 2** mm

Les composites **Proclinic Expert**
sont des matériaux parfaits, que ce soit pour les
restaurations du secteur antérieur que postérieur

Dre Lotte Hallander

TandCity ApS, Copenhagen, Danemark.
www.tandcity.dk


“La manipulation et le maniement du Proclinic Expert Nano Hybrid sont très faciles, et l’effet nano de la teinte est excellent. Je recommande vraiment ce produit.”



Dr Alexander Johansson
Clinique ZahnCity GmbH, Zurich, Suisse.
www.zahncity.ch

“Le composite Proclinic Expert Nano Hybrid possède une viscosité optimale et est très facile à sculpter.

Il est très souple, résistant à l’abrasion, avec une très bonne résistance physique.”



Obturation rapide par couches jusqu'à **5 mm**

Le composite **Proclinic Expert Bulk Fill** est tout à fait approprié pour le traitement de grandes cavités dans les restaurations postérieures

Avis de différents
consultants de l'institut
de test américain
"The Dental Advisor"



"C'est l'idéal pour des restaurations rapides sur le secteur postérieur où la superposition de l'émail n'est pas nécessaire"

"On obtient une polymérisation sur une grande profondeur et une grande résistance"

"Il possède une grande capacité de modelage et de polissage"

Proclinic Expert Bulk Fill

La restauration
la plus rapide



Proclinic Expert Bulk Fill est un composite postérieur photopolymérisable, radio-opaque, capable de traiter un maximum de 5 mm en 20 secondes.

Incréments
de 2 mm



Incrément de
5 mm avec
**Proclinic
Expert
Bulk Fill**



Peut photopolymériser des incréments
de 5 mm en 20 secondes.

Ne colle pas aux instruments lors de
leur retrait.

→ Bonne viscosité, se condense bien dans
les préparations postérieures.

→ Ferme et condensable en assurant des
points de contact.

**Commentaires des consultants de
l'institut "The Dental Advisor"**

**THE DENTAL
ADVISOR**
Improving Patient Care Through Research & Education

++++ 1/2

"Las propiedades de maniabilidad de Proclinic
Expert Bulk Fill son excelentes"

"Proclinic Expert Bulk Fill assure 5 mm de
profondeur de traitement"

"La tonalité n'est pas essentielle dans le
secteur postérieur, et le composite Proclinic
Expert Bulk Fill est tout à fait approprié pour
des cavités de grande taille."

Proclinic Expert Bulk Fill

Excellentes notes
aux essais cliniques



Proclinic Expert Bulk Fill
+ + + + ½

THE DENTAL ADVISOR
www.dentaladvisor.com


RATINGS:

Excellent + + + + +

Very Good + + + +

Good + + +

345
APPLICATIONS
CLINIQUES



91%


DE SATISFACCIÓN

78%

des consultants ont trouvé
Proclinic Expert Bulk Fill

**AUSSI BON
OU MEILLEUR**

que d'autres marques
de fabricant



Proclinic Expert Nano Hybrid

Votre composite
antéro-postérieur idéal




Le composite **Proclinic Expert Nano Hybrid** convient aussi bien pour les restauration antérieures que postérieures. Il contient un agent fluorescent qui apporte à la dent un aspect naturel, il est par ailleurs très facile à manipuler.

STABILITÉ CHROMATIQUE

Proclinic Expert Nano Hybrid n'est pratiquement pas affecté par le vieillissement accéléré.


*Changement de teinte du A2 après vieillissement en mode de transmission**



TRANSLUCIDITÉ

Grâce à sa translucidité, **Proclinic Expert Nano Hybrid** reflète la structure dentaire qui l'entoure, ce qui garantit une restauration invisible.


*Opacité**



RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

La haute résistance à la compression de **Proclinic Expert Nano Hybrid** aide à supporter les forces de mastication, ce qui augmente sa longévité.

*Compression**



Autres composites
nano hybrides

Proclinic Expert
Nano Hybrid

* Résultats des essais du fabricant par rapport aux trois marques de fabricants les plus vendues sur le marché espagnol.

Proclinic Expert Nano Flow

Votre composite
le plus polyvalent



Proclinic Expert Nano Flow est indiqué pour presque tous les types de restaurations. Il est radio-opaque et garantit à la dent un aspect naturel. Il contient des composants d'obturation nano qui améliorent le polissage, ainsi que la résistance à l'abrasion et à la compression. Il contient des résines UDMA qui réduisent sa viscosité, ainsi que la sensibilité postopératoire.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

La haute résistance à la compression de **Proclinic Expert Nano Flow** multiplie les possibilités d'application de celui-ci.


MPa après 1 heure*



CHARGE D'OBTURATION

La charge élevée de 64 % de **Proclinic Expert Nano Flow**, contribue à obtenir une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

LIBÉRATION DE FLUOR



Proclinic Expert Micro Hybrid

Un composite antéro-postérieur, radio-opaque, photopolymérisable, micro-hybride. Il ne colle pas à l'instrument et a une faible contraction, ce qui facilite son application et garantit ses résultats cliniques.



Les tests cliniques sont un gage de qualité des composites **Proclinic Expert**

Les composites **Proclinic Expert** ont subi avec succès le test clinique effectué à l'Universidad Complutense de Madrid par l'équipe de chercheurs que dirigent les professeurs María Jesús Suárez García et José Carlos de la Macorra García.

NOTES NANO FLOW

Facilité d'utilisation:

8,7

Absence de bulles:

8,4

Maniabilité:

8

ÉVALUATION DES DENTISTES PARTICIPANT À L'ÉTUDE:

"Le composite micro hybride est très facile à manipuler et conserve bien sa teinte"

Dre Beatriz Vizoso Noval

"Le composite fluide est très facile d'emploi ; je ne vois aucune différence entre ce composite et ceux des marques de fabricants que j'utilise habituellement"

Dr Carlos López Suárez

Composite Proclinic Expert Bulk Fill en seringue (4g)	
	REF.:
Universel	36618

Composite Proclinic Expert Nano Hybrid en seringue (4g)	
	REF.:
Kit*	36587
Teinte A1	36588
Teinte A2	36589
Teinte A3	36590
Teinte A3.5	36591
Teinte A4	36592
Teinte B2	36593
Teinte B3	36620
Teinte C2	36594
Teinte C3	36621
Teinte D3	36622
Bleach	36595
Incisif	36596
Opaque universel	36597

*Contenu du kit:

5 seringues de 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1 dose de 5 ml d'adhésif de mordançage total, 2 seringues de 2 ml de gel de mordançage acide bleu, 40 micro-applicateurs.

Composite Proclinic Expert Nano Hybrid en compules (20x0,25g)	
	REF.:
Teinte A1	36580
Teinte A2	36581
Teinte A3	36582
Teinte A3.5	36583
Teinte B2	36584
Teinte C2	36585
Incisif	36586

Composite Proclinic Expert Nano Flow en seringue (2 x 1 g)	
	REF.:
Teinte A1	36602
Teinte A2	36603
Teinte A3	36604
Teinte A3.5	36605
Teinte B2	36623
Teinte C2	36624
Bleach	36625
Opaque universel	36607

Composite Proclinic Expert Micro Hybrid en seringue (4 g)	
	REF.:
Kit*	36608
Teinte A1	36609
Teinte A2	36610
Teinte A3	36611
Teinte A3.5	36612
Teinte B2	36613
Teinte C2	36614
Bleach	36616
Incisif	36617
Opaque universel	36615

*Contenu du kit:

5 seringues de 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), adhésif de mordançage 1x5 m total, 2 seringues de 2 ml de gel de mordançage acide, 40 micro applicateurs.

Adhésifs Proclinic Expert (5ml)	
	REF.:
Mordançage total	36599
Mordançage total pack double	36598
Universel	36600

www.proclinic-products.com

info@proclinic-products.com

Pour obtenir plus d'information consultez votre distributeur habituel.



proclinic
expert

Les composites et adhésifs Proclinic Expert Dispositif sont des dispositifs médicaux Classe IIA /CE0297. Indications: Soins dentaires. Produits réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.