

POLI-R

POLISSAGE

NOUVEAU EMBALLAGE

UNE
ALTERNATIVE
À LA PIERRE
PONCE



OUBLIEZ LA POUDRE ET PASSEZ AU GEL!

- REMPLACEMENT DE LA PIERRE PONCE
- PLUS PROPRE, PLUS EFFICACE, TRÈS PRATIQUE
- LUSTRAGE ET POLISSAGE AVEC UN SEUL PRODUIT



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

POLI-R

GEL POUR LE POLISSAGE DE RÉSINES ACRYLIQUES. REMPLACEMENT DE LA PIERRE PONCE.

AVANTAGES

- Grande rapidité de polissage sans poudre
- Il contient de la bactéricide: CHLORHEXIDINE
- Le **POLI-R** s'élimine facilement avec de l'eau

UTILISATION

POLI-R



[1]
POLISSAGE ABRASIF
avec cône de feutre ou brosse.



[2]
POLISSAGE FIN
avec coton gratté.

.....
Finition brillante



POLI-B



[3]
FINITION BRILLANTE
avec coton gratté.

.....
Finition haute brillante



CONDITIONNEMENT

7880-002 400 g (0.9 lb)

7880-M10 Test pack 120 g (4.2 oz)

PRODUITS ASSOCIÉS

POLI-B

Pâte à polir pour résines et alliages précieux.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com
www.protechno.com