



CERAM-SAFE®

SILANE POUR CÉRAMIQUE

✦ PRIMER POUR LA PRÉPARATION DE TOUT TYPE DE SURFACES CÉRAMIQUES

✦ AGENT DE LIAISON CÉRAMIQUE/COMPOSITE

- Préparation de couronnes, facettes et incrustations avant scellement
- Réparation de céramique
- Collage de restaurations en céramique sur des composites de scellement
- Réparation intrabuccale de restaurations en céramique avec des composites

✦ SIMPLE ET EFFICACE

Liaison chimique avec les composites à base de méthacrylate

✦ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- 17 MPa sur céramique.
- 15 MPa sur métaux non-précieux.
- PH 4,5 (+/- 1)



• 1 FLACON 5 ML CERAM-SAFE

RÉF. RE01007

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
Stresemannstrasse 46 D-27570
Bremerhaven (Germany)

