

Accessoires

AF 207



Embouts auriculaires jetables (x 50)

Disposable ears nozzles (x 50)

Puntas desechables para los oídos (x 50)

Ohr Einwegspitzen (x 50)

Fourchette en Inox

Inox bitefork

Horquilla de inox

Gabel aus inox

AF 217



AF 220

Fourchettes jetables (x 25)
Disposable biteforks (x 25)
Horquillas desechables (x 25)
Einweg-Gabeln (x 25)



AF 700

Support de fourchette

Bitefork support

Horquilla de apoyo

Traggabel



AF 224

Appui nasal
Nasal support
Apoyo nasal
Nasenfuhrung



AF 800

Bloc fourchette indexable

Bitefork assembly

Dispositivo de solidarizacion de la horquilla

Feststellen der gabel

fag dentaire

647 chemin de l'épinette
74300 CLUSES – France
Tél : + 33 (4) 50 98 04 91
www.fag-dentaire.com



Arc Facial




 **fag**
dentaire



- Mode d'emploi
- User Manual
- Modo de empleo
- Bedienungsanleitung

Arc Facial

Réf : AF200





*Arc Facial avec appui nasal , support de fourchette et une fourchette plastique
Facebow with nasal guide, fork support and one plastic bitefork*


Arco facial con el apoyo nasal, soporte del horquilla y un horquilla de plástico

Gesichtsbogen mit nasenfuhrung, Gabel Support und einer Plastikgabel

*Montage de l'Arc Facial
Mounting the Facebow
Montaje del Arco facial
Montage des Gesichtsbogen*



1 *Mise en place et stabilisation de la fourchette
Placement and stabilisation of the bitefork
Colocacion en boca de la horquilla y estabilizacion
Angelen und stabilisierung der gabel*



2 *Mise en place de l'arc facial et blocage
Placement and blocking of facebow
Colocacion del arco facial y bloqueo
Angelen des gesichtsbogen und blocklenung*



3 *Mise en place de l'appui nasal et serrage
Placement of nasal guide and blocking
Colocacion del apoyo nasal y bloqueo
Angelen des nasenfuhrung und blocklenung*



4 *Serrage du dispositif de solidarisation de la fourchette à l'arc
Blockind of rigid connection between facebow and bitefork
Bloqueo del dispositivo de solidarizacion de la horquilla al arco
Feststellen der gabel*