



EXO[®]-FREE HP



NETTOYANT DÉSINFECTANT SANS ALCOOL POUR SURFACES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX



APPLICATION DISPOSITIF MÉDICAL ET PRODUIT BIOCIDE POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

- Par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs
- Par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

ASSOCIATION SYNERGIQUE ORIGINALE DE DEUX ACTIFS ANTIMICROBIENS (EFFET SCALE)



ACTIF DÈS 2 MINUTES



EFFET DE NETTOYABILITÉ POTENTIALISÉ

Par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).




LARGE COMPATIBILITÉ

Avec les matériaux et adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

EXO-FREE HP S'UTILISE NON DILUÉ

CARACTÉRISTIQUES PHYSIO-CHIMIQUES

- Sans alcool / pH neutre / Incolore / Non parfumé.



1 flacon pulvérisateur de 750 ml / RÉF. HY02006



Fiches produit et fiches de données de sécurité disponibles sur www.exotec-dentaire.com

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe IIa

SODEL
190 rue René Barthélemy
14 100 Lisieux - France

