



OCÉAN PUTTY SH® / OCÉAN UP-SOFT® —

SILICONE PAR ADDITION SH / SILICONE PAR ADDITION
Putty soft PN / PR Putty EXTRA soft PN / PR



OCÉAN® PUTTY SH

Dureté shore **66-72**



OCÉAN® UP-SOFT

Dureté shore **60-68**

OCÉAN® PUTTY SH & OCÉAN® UP-SOFT, confort et sécurité.

❖ PRÉCISION EXCEPTIONNELLE

Sa formulation particulière permet un enregistrement au plus prêt des limites.
Réduit l'adjonction nécessaire de light.

❖ TRÈS HAUTE MOUILLABILITÉ

Excellentes tolérances et parfait maintien du light en présence d'humidité.

❖ UNE COMPRESSION ÉQUILIBRÉE

Évite la dispersion de light lors de l'insertion en bouche.

❖ LE CONFORT DU PATIENT

La souplesse du matériau facilite la désinsertion de l'empreinte.

❖ LA SÉCURITÉ AU LABORATOIRE

Démoulage du modèle en plâtre sans risque de fracture.
Supporte plusieurs coulées sans déformation.
Haute résistance au déchirement.

❖ TEXTURE AGRÉABLE

Malaxage facile et confortable.



TEINTE PN TEINTE PR

TEMPS DE PRISE
EN BOUCHE :

PN :
3 min.

PR :
2 min.



• OCÉAN PUTTY SH
1 POT 500 G BASE + 1 POT 500 G CATALYSEUR
• OCÉAN UP-SOFT
1 POT 500 G BASE + 1 POT 500 G CATALYSEUR

RÉF. EM02100 (PRISE NORMALE)
RÉF. EM02101 (PRISE RAPIDE)
RÉF. EM02110 (PRISE NORMALE)
RÉF. EM02111 (PRISE RAPIDE)

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

