



OCÉAN® HY-MUST SH minimix

SILICONE PAR ADDITION
MEDIUM PRISE NORMALE / PRISE RAPIDE

OCÉAN® HY-MUST SH, une mouillabilité incomparable.

Viscosité médium
Dureté shore **52-59**

Recommandé pour prise d'empreinte
en double mélange



TEINTE PN TEINTE PR

TEMPS DE PRISE
EN BOUCHE :

PN : **3 min.** PR : **2 min.**

❖ UNE MOUILLABILITÉ D'EXCEPTION

Parfait enregistrement des limites intra-sulculaires en présence d'humidité (sang/salive).

❖ LA QUALITÉ DE THIXOTROPIE

Fuse parfaitement dans les espaces intra-sulculaires sans couler.

❖ ÉLIMINATION DU TIRAGE

Aucune déformation du matériau lors de la désinsertion de l'empreinte.

Info : L'insertion en bouche du P.E et le respect des temps de polymérisation sont des facteurs primordiaux.

❖ LA TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ

Restitution et lisibilité parfaites des préparations.

❖ HAUTE RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT



LE CONFORT
D'UTILISATION

UNE REMARQUABLE
ERGONOMIE
D'APPLICATION

ÉCONOMIQUE

➡ EXISTE ÉGALEMENT
EN BI-CARTOUCHES
DE 50 ML



• 4 SERINGUES MINIMIX
DE 10ML + EMBOUTS
• 2 CARTOUCHES
DE 50 ML + EMBOUTS

RÉF. EM02220 (PRISE NORMALE)
RÉF. EM02221 (PRISE RAPIDE)
RÉF. EM02230 (PRISE NORMALE)
RÉF. EM02231 (PRISE RAPIDE)

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

