



OCÉAN® MAX V-SOFT / HP

SILICONE PUTTY PAR ADDITION
HAUTE PRÉCISION

OCÉAN® MAX V-SOFT / OCÉAN® MAX HP,
Putty à très haute valeur de mouillabilité.

OCÉAN® MAX V-SOFT

Putty Extra-Soft
Dureté shore **66-74**

OCÉAN® MAX HP

Putty Soft
Dureté shore **59-67**



TEINTE
OCÉAN MAX
V-SOFT

TEINTE
OCÉAN MAX
HP

TEMPS DE PRISE
EN BOUCHE :

3 min.

❖ PRÉCISION EXCEPTIONNELLE

Sa formulation particulière permet un enregistrement au plus près des limites.
Réduit l'adjonction de light nécessaire.

❖ TRÈS HAUTE MOUILLABILITÉ

Excellentes tolérances et parfait maintien du light en présence d'humidité.

❖ COMPRESSION ÉQUILIBRÉE

Evite la dispersion de light lors de l'insertion en bouche.

❖ LE CONFORT DU PATIENT

La souplesse du matériau facilite la désinsertion de l'empreinte.

❖ LA SÉCURITÉ AU LABORATOIRE

Démoulage du modèle en plâtre sans risque de fracture.
Supporte plusieurs coulées sans déformation.
Haute résistance au déchirement.

❖ TEXTURE EXCEPTIONNELLE

Se lisse dans le porte empreinte sans coller.
Ne coule pas.

Éléments compatibles avec
les 3 réf. Océan Max HP /
V-Soft / Implanto Spé



RÉF : AC04015



RÉF : AC04016



• 1 BI-CARTOUCHE
OCÉAN MAX V-SOFT 380 ML
• 1 BI-CARTOUCHE OCÉAN MAX HP
380 ML + EMBOUTS MÉLANGEURS

RÉF. EM02310

RÉF. EM02300

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

