



OCÉAN[®] SH IMPLANTO-SPÉ

HEAVY SOFT HAUTE PRÉCISION

OCÉAN[®] SH IMPLANTO-SPÉ, recommandé pour la prise d'empreinte sur implant (lambeaux fermés).

OCÉAN[®] SH IMPLANTO-SPÉ

Consistance Heavy
Dureté shore **61-66**

❖ PRÉCISION EXCEPTIONNELLE

Sa formulation particulière permet un enregistrement au plus prêt des limites.
Réduit l'adjonction de light nécessaire.

❖ TRÈS HAUTE MOUILLABILITÉ

Excellentes tolérances et parfait maintien du light en présence d'humidité.

❖ COMPRESSION ÉQUILBRÉE

Evite la dispersion de light lors de l'insertion en bouche.

❖ LE CONFORT DU PATIENT

La souplesse du matériau facilite la désinsertion de l'empreinte.

❖ LA SÉCURITÉ AU LABORATOIRE

Démoulage du modèle en plâtre sans risque de fracture.
Supporte plusieurs coulées sans déformation.
Haute résistance au déchirement.

❖ TEXTURE EXCEPTIONNELLE

Se lisse dans le porte empreinte sans coller.
Ne coule pas.




TEINTE
OCÉAN IMPLANTO-SPÉ


TEMPS DE PRISE
EN BOUCHE :

3 min.

TECHNIQUE DIRECTE



TECHNIQUE INDIRECTE



PARFAIT
REPOSITIONNEMENT
ET MAINTIEN DES
TRANSFERTS DANS
L'EMPREINTE.



• 1 BI-CARTOUCHE
OCÉAN SH IMPLANTO-SPÉ 380 ML

RÉF. EM02320

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

