



FAST BITE[®] SH

SILICONE PAR ADDITION SH
POUR L'ENREGISTREMENT D'OCCLUSION

FAST BITE SH, la précision efficace.



TEINTE FAST BITE SH

- ✘ **CONSISTANCE IDÉALE**
Pas de résistance parasite lors de l'occlusion.
- ✘ **LA QUALITÉ DE THIXOTROPIE**
Ne coule pas en bouche.
- ✘ **SHORE 90 : TRÈS GRANDE DURETÉ FINALE**
Un repositionnement simple et précis.
Haute résistance au déchirement.
Se travaille facilement au scalpel ou à la fraise.
- ✘ **RAPIDITÉ**
Temps de prise en bouche 45 sec.
- ✘ **HAUTE FIDÉLITÉ**
Parfait enregistrement de l'engrènement dentaire.
- ✘ **EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE**

UNE REMARQUABLE
ERGONOMIE
D'APPLICATION



• 2 CARTOUCHES DE 50 ML + EMBOUTS

RÉF. EM02400

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

