



GINGI-DRY®

PÂTE DE RÉTRACTION GINGIVALE

GINGI-DRY, confère un parfait accès aux limites cervicales.

❖ PRÉPARATION IDÉALE DE TOUTE ZONE SULCULAIRE

Ouverture sulculaire pour la prise d'empreinte conventionnelle ou numérique.

Assèchement préalable de la préparation pour scellement d'éléments prothétiques.

Préparation pour restauration de classe II et V.

❖ GAIN DE TEMPS

L'efficacité de l'hémostase autorise la poursuite de l'intervention.

La présence de chlorure d'aluminium optimise l'astringence.

Application simple et directement in-situ.

❖ USAGE AGRÉABLE

Viscosité optimale.

Temps d'application : 2 min.

Élimination facile de Gingi-Dry lors du rinçage.

❖ COIFFE DE COMPRESSION COTON (usage facultatif)

Favorise la lecture des limites cervicales.


Absorbe les excès de fluides buccaux (sang, salive).



SACHET INDIVIDUEL DE CONSERVATION



AILETTES DE PREHENSION
Pour plus de confort et de précision



Positionner la coiffe.
Maintenir la compression.



• BOITE 2 SERINGUES DE 1,1 G
• COIFFE DE COMPRESSION N°1 (7 MM X 25)
• COIFFE DE COMPRESSION N°2 (10 MM X 25)
• COIFFE DE COMPRESSION N°3 (12,5 MM X 25)

RÉF. EM02600
RÉF. AC02010
RÉF. AC02011
RÉF. AC02012

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

