



EXO[®]-CORD

FIL DE RÉTRACTION NON IMPRÉGNÉ 100% COTON


EXO[®]-CORD, pour une précision d'empreinte optimale.

✦ FIL TRICOTÉ 100% COTON

Absorbe parfaitement les fluides buccaux
(Peut être imprégné avec une solution hémostatique)

✦ UNE QUALITÉ ÉLASTIQUE MAÎTRISÉE

Simplifie son insertion
Exerce une pression sulculaire et confère
un excellent maintien des tissus sans lésion



FIL EXTENSIBLE
Pour plus de confort
et de précision

✦ USAGE ERGONOMIQUE

✦ ÉCONOMIQUE

Conditionnement en bobine
Lg. ≈ 305 cm de fil



INSERT-FIL DE RÉTRACTION DENTELÉ
réf. IN24271
Bords ultra minces.
Idéal pour insertion du fil sans glisser.



• 1 BOBINE FIL DE RÉTRACTION VIOLET 0
• 1 BOBINE FIL DE RÉTRACTION OR 0²
• 1 BOBINE FIL DE RÉTRACTION NOIR 0³

RÉF. EM02610
RÉF. EM02611
RÉF. EM02612

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositifs Médicaux Classe I

Eastdent Corporation
64 Gugal-ro, Giheung-gu,
Yongin-si, Korea

