



EXO[®]-ALGI

ALGINATE AVEC INDICATEUR CHROMATIQUE DE PHASE

EXO[®]-ALGI, précision et simplicité.

❖ INDICATEUR CHROMATIQUE DE PHASE

EXO[®]-ALGI change de couleur à chaque étape de travail.

GAIN DE TEMPS

- Temps de mélange : 35 sec.
- Temps de travail : 45 sec.
- Temps de prise en bouche : 40 sec.

❖ PARFAITE CONSISTANCE

Pratique à spatuler.
Finesse de l'empreinte et absence de bulle.
Ne coule pas et se lisse facilement.

❖ EXCELLENTE PRÉCISION

Fidélité de l'empreinte jusqu'aux parties les plus fines.
Haute stabilité dimensionnelle.

❖ ARÔMES VANILLE/MENTHE

Apprécié par les patients.
Ne déclenche pas de salivation.



SACHET EXO-ALGI



SPATULE

BOL ALGINATE SOUPLE
Grande contenance :
Ø 12,5 x H.10 cm



• 1 SACHET 453 G
• 1 CUIILLÈRE ET Gobelet doseurs
• 1 SPATULE ALGINATE
• 1 BOL ALGINATE SOUPLE

RÉF. EM02700
RÉF. AC02020
RÉF. AC02031
RÉF. AC02030

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire[®]

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Dispositif Médical Classe I

MAJOR Prodotti Dentari S.p.A
Via Einaudi 23
10024 Moncalieri (To) - ITALIA

